

Urologie



Urologie




Urology

OptiMed
global care

content



ureteral stents			
OptiSoft, Ureterschienen Set	OptiSoft, kit stent uréteral	OptiSoft, ureteral stent set	10
OptiSoft, Ureterschienen Set, Multilength	OptiSoft, kit stent uréteral, multilength	OptiSoft, ureteral stent set, multilength	12
OptiSoft, steuerbares Ureterschienen Set, „Dirigent“	OptiSoft, kit stent uréteral orientable, « optimatic »	OptiSoft, steerable ureteral stent set, "optimatic"	14
OptiSoft, steuerbares Ureterschienen Set, „Dirigent“, Multilength	OptiSoft, kit stent uréteral orientable, « optimatic », multilength	OptiSoft, steerable ureteral stent set, "optimatic", multilength	16
OptiSoft, renales Transplantations-Ureterschienen Set	OptiSoft, kit stent uréteral pour transplantation rénale	OptiSoft, renal transplantation ureteral stent set	18
OptiSoft, Ex-Stent Tumor-Ureterschienen Set	OptiSoft, kit tumeur Ex-stent uréteral	OptiSoft, Ex-stent tumor ureteral stent set	20
OptiSoft, Ex-Stent Tumor-Ureterschienen Set, „Dirigent“	OptiSoft, kit tumeur Ex-stent uréteral, « optimatic »	OptiSoft, Ex-stent tumor ureteral stent set, "optimatic"	22
OptiSoft, Mono-J Set, Endoprothese	OptiSoft, kit Mono-J, endoprothèse	OptiSoft, Mono-J set, endoprostheses	24
OptiPur, Ureterschienen Set	OptiPur, kit stent uréteral	OptiPur, ureteral stent set	26
OptiPur, Ureterschienen Set, Multilength	OptiPur, kit stent uréteral, multilength	OptiPur, ureteral stent set, multilength	28
OptiPur, steuerbares Ureterschienen Set, „Dirigent“	OptiPur, kit stent uréteral orientable, « optimatic »	OptiPur, steerable ureteral stent set, "optimatic"	30
OptiPur, steuerbares Ureterschienen Set, „Dirigent“, Multilength	OptiPur, kit stent uréteral orientable, « optimatic », multilength	OptiPur, steerable ureteral stent set, "optimatic", multilength	32
OptiPur, Mono-J Set, Endoprothese	OptiPur, kit Mono-J, endoprothèse	OptiPur, Mono-J set, endoprostheses	34
Opti-J, Ureterschienen Set	Opti-J, kit stent uréteral	Opti-J, ureteral stent set	36
CarboSoft, Ureterschienen Set	CarboSoft, kit stent uréteral	CarboSoft, ureteral stent set	38
ureteral catheters			
VarioTip Premium Ureterkatheter	Cathéter uréteral VarioTip Premium	VarioTip Premium ureteral catheter	42
VarioTip Ureterkatheter	Cathéter uréteral VarioTip	VarioTip ureteral catheter	43
stone baskets			
EQUADUS -Spitzenloses Nitinol Steinfangkörbchen	EQUADUS - extracteur de calculs en Nitinol sans pointe	EQUADUS -tipless nitinol stone basket	46
Universelles Nitinol Steinfangkörbchen, parallel	Extracteur de calculs universelle Nitinol, parallèle	Universal nitinol stone basket, parallel	48
Universelles Nitinol Steinfangkörbchen, helikal	Extracteur de calculs universelle Nitinol, hélicoïdal	Universal nitinol stone basket, helical	49
percutaneous drainages			
SILARO Set	SILARO set	SILARO set	52
SILARO Wechsel-Set	SILARO kit d'échange	SILARO exchange set	54
SILARO Einzelkatheter	SILARO cathéter seul	SILARO single catheter	55
Nephrostomie Set in klassischer Seldinger Technik	Kit de néphrostomie selon la technique classique de S.	Nephrostomy set in classical Seldinger technique	56
OD, Spezial Nephrostomie Set	OD, kit de néphrostomie spécial	OD, special nephrostomy set	58
OD, Direkt punktions-Set	OD, kit de ponction directe	OD, direct puncture set	60
NephroLen SLIM Set	NephroLen SLIM set	NephroLen SLIM set	61
OD, Einzelkatheter	OD, cathéter seul	OD, single catheter	62
NephroLen, Einzelkatheter	NephroLen, cathéter seul	NephroLen, single catheter	63
pediatrics			
Opti-J, Ureterschienen Set	Opti-J, kit stent uréteral	Opti-J, ureteral stent set	66
OptiSoft, pädiatrisches Ureterschienen Set	OptiSoft, kit stent uréteral pour pédiatrie	OptiSoft, pediatric ureteral stent set	68
VarioTip Premium Ureterkatheter	Cathéter uréteral VarioTip Premium	VarioTip Premium ureteral catheter	69
Pädiatrisches Nephrostomie-Set „Fulda B“	Kit de néphrostomie « Fulda B » pour pédiatrie	Pediatric nephrostomy set "Fulda B"	70
accessories			
Initialpunktionenadeln	Aiguilles pour ponction initiale	Initial puncture needles	74
Chiba Nadeln	Aiguilles de Chiba	Chiba needles	75
Hydra „black“ Führungsdrähte	Fil-guides Hydra « black »	Hydra "black" guide wires	76
PTFE-beschichtete Führungsdrähte	Fils-guides revêtus de PTFE	PTFE coated guide wires	77
Katheterwechseldraht nach Lunderquist	Fil-guide d'échange selon Lunderquist	Exchange guide wire acc. to Lunderquist	79
Katheterwechseldraht nach Schüller	Fil-guide d'échange selon Schüller	Exchange guide wire acc. to Schüller	80
Katheterwechseldraht für die Litholapaxie	Fil-guide d'échange pour la Litholapaxie	Exchange guide wire for Litholapaxy	81
Dilatatoren	Dilatateurs	Dilators	82
Harnleiter-Dilatations-Set	Kit de dilatation de l'uretère	Ureteral dilator set	83
Splitschleusen	Gaines pelables	Splitsheaths	84
Adapter	Adaptateur	Adapter	85
Katheterverbinder	Connecteurs pour cathétér	Catheter connectors	86
index			87
order codes			88



application areas

- Ureteral stent sets
- Steerable ureteral stent sets
- Renal transplantation ureteral stent set
- Ex-Stent tumor ureteral stent sets
- Mono-J, endoprosthesis
- Opti-J, ureteral stent set
- Carbo Soft

- VarioTip ureteral catheters

- EQUADUS
- Universal nitinol stone baskets

- SILARO
- Nephrostomy set in classical Seldinger technique
- Special nephrostomy set
- Direct puncture set
- SLIM set
- Single catheters

- Opti-J, ureteral stent set
- OptiSoft, pediatric ureteral stent set
- VarioTip Premium ureteral catheter
- Pediatric nephrostomy set

- Initial puncture needles
- Chiba needles
- Hydra "black" guide wires
- PTFE coated guide wires
- Exchange guide wires
- Dilators
- Ureteral dilator set
- Splitsheaths
- Adapter
- Catheter connectors

ureteral stents


ureteral catheters

stone baskets

percutaneous
drainages

pediatrics

accessories



ureteral stents



Ureterschienen

- OptiSoft, Ureterschienen Set
- OptiSoft, Ureterschienen Set, Multilength
- OptiSoft, steuerbares Ureterschienen Set, „Dirigent“
- OptiSoft, steuerbares Ureterschienen Set, „Dirigent“, Multilength
- OptiSoft, renales Transplantations-Ureterschienen Set
- OptiSoft, Ex-Stent Tumor-Ureterschienen Set
- OptiSoft, Ex-Stent Tumor-Ureterschienen Set, „Dirigent“
- OptiSoft, Mono-J Set, Endoprothese
- OptiPur, Ureterschienen Set
- OptiPur, Ureterschienen Set, Multilength
- OptiPur, steuerbares Ureterschienen Set, „Dirigent“
- OptiPur, steuerbares Ureterschienen Set, „Dirigent“, Multilength
- OptiPur, Mono-J Set, Endoprothese
- Opti-J, Ureterschienen Set
- CarboSoft, Ureterschienen Set




Stents urétéraux

- *OptiSoft, kit stent uréteral*
- *OptiSoft, kit stent uréteral, multilength*
- *OptiSoft, kit stent uréteral orientable, « optimatic »*
- *OptiSoft, kit stent uréteral orientable, « optimatic », multilength*
- *OptiSoft, kit stent uréteral pour transplantation rénale*
- *OptiSoft, kit tumeur Ex-stent uréteral*
- *OptiSoft, kit tumeur Ex-stent uréteral « optimatic »*
- *OptiSoft, kit Mono-J, endoprothèse*
- *OptiPur, kit stent uréteral*
- *OptiPur, kit stent uréteral, multilength*
- *OptiPur, kit stent uréteral orientable, « optimatic »*
- *OptiPur, kit stent uréteral orientable, « optimatic », multilength*
- *OptiPur, kit Mono-J, endoprothèse*
- *Opti-J, kit stent uréteral*
- *CarboSoft, kit stent uréteral*




Ureteral stents

- *OptiSoft, ureteral stent set*
- *OptiSoft, ureteral stent set, multilength*
- *OptiSoft, steerable ureteral stent set, "optimatic"*
- *OptiSoft, steerable ureteral stent set "optimatic", multilength*
- *OptiSoft, renal transplantation ureteral stent set*
- *OptiSoft, Ex-stent tumor ureteral stent set*
- *OptiSoft, Ex-stent tumor ureteral stent set, "optimatic"*
- *OptiSoft, Mono-J set, endoprosthesis*
- *OptiPur, ureteral stent set*
- *OptiPur, ureteral stent set, multilength*
- *OptiPur, steerable ureteral stent set, "optimatic"*
- *OptiPur, steerable ureteral stent set, "optimatic", multilength*
- *OptiPur, Mono-J set, endoprosthesis*
- *Opti-J, ureteral stent set*
- *CarboSoft, ureteral stent set*



ureteral stents



open distal end

closed distal end,
Tiemann

ureteral stents



long term



Germany: Langzeitanwendung

- Verweildauer im Körper bis zu 12 Monate

France: Indications de longue durée


- Temps de maintien dans le corps jusqu'à 12 mois

UK: For long term indication

- Dwell time in the patient up to 12 month



open distal end



Germany: Beide Enden offen

- Platzieren der Ureterschiene über den liegenden Führungsdraht

France: Ouvert aux deux extrémités


- Implantation du stent urétéral par le fil-guide déjà introduit

UK: Open distal end

- Insertion of the ureteral stent over the indwelling guide wire



closed distal end



Germany: Distales Ende geschlossen, Tiemann

- Platzierung der Ureterschiene mit Führungsdraht in einem Schritt

France: Extrémité distale fermée, Tiemann


- L'implantation du stent urétéral et le fil-guide sont insérés en une seule étape

UK: Closed distal end, Tiemann

- Insertion of the ureteral stent and guide wire in one step



side holes only in pigtail



Germany: AIP- Version Seitenaugen nur im Pigtail

France: Version AIP – orifices latéraux uniquement dans la queue de cochon

UK: AIP – version side holes only in pigtail



steerable



Germany Steuerbare Ureterschiene

- Das einfach und sicher zu bedienende Abwurfsystem erleichtert die Manipulation im Harnleiter

France Stent urétéal orientable


- Le système d'application simple et précis facilite la manipulation dans l'uretère*

UK Steerable ureteral stent

- Easy and exact handling of the application system facilitates the manipulation in the ureter*



marker



Germany Platinmarker

- Hervorragende Sichtbarkeit zur exakten Platzierung

France Repère en platine

- Excellente visibilité pour un positionnement précis*

UK Platinum marker

- Perfect visibility for exact placement*

SOFT STRONG

material properties



Germany Weiches Material

- Sichere Platzierung und hoher Tragekomfort

France Matériau souple

- Positionnement sûr et confort optimal*

UK Soft material

- Safe positioning and high patient comfort*

SOFT STRONG

material properties



Germany Festes Material

- Leichtes Einbringen auch bei verhärteten Steinpassagen

France Matériau rigide

- Application aisée même en cas d'obstruction importante due aux calculs*

UK Strong material

- Easy insertion even with persistent stone passages*

OptiSoft, ureteral stent set

Sets

Steerable

Renal
Transplantation

Tumor

Mono-J



OptiSoft, Ureterschienen Set

- Ureterschienen Sets und Einzelureterschienen zur transureteralen Harnableitung



OptiSoft, kit stent urétéral

- Kit stent urétéral seule au drainage trans-uréthral




OptiSoft, ureteral stent set

- Ureteral stent sets and single ureteral stents for transureteral urine drainage

material properties

long term




Ureterschiene


stent urétéral

ureteral stent

Ureteral stent set open distal end



Ureteral stent set closed distal end



OptiSoft, ureteral stent set

Ureteral stent set open distal end



- A1 Ureterschiene, distales Ende offen
 A2 Führungsdraht, PTFE-beschichtet, flexible Spitze, feste Seele, HD (Heavy Duty)
 A3 Schieber, 40 cm



- A1 stent urétéral, extrémité distale ouverte
 A2 fil-guide, revêtu de PTFE, pointe flexible, corps fixe, HD (très grande robustesse)
 A3 pousoir, 40 cm



- A1 ureteral stent, open distal end
 A2 guide wire, PTFE coated, flexible tip, fixed core, HD (Heavy Duty)
 A3 pusher, 40 cm

Ureteral stent set closed distal end



- B1 Ureterschiene, distales Ende geschlossen, Tiemann
 B2 Führungsdraht, PTFE-beschichtet, flexible Spitze, feste Seele, HD (Heavy Duty)
 B3 Schieber, 40 cm
 B4 Fixierklemme




- B1 stent urétéral, extrémité distale fermée, Tiemann
 B2 fil-guide, revêtu de PTFE, pointe flexible, corps fixe, HD (très grande robustesse)
 B3 pousoir, 40 cm
 B4 clip de fixation



- B1 ureteral stent, distal end closed, Tiemann
 B2 guide wire, PTFE coated, flexible tip, fixed core, HD (Heavy Duty)
 B3 pusher, 40 cm
 B4 fixation clip

	Länge <i>longueur</i> <i>length</i> - cm -		FD <i>FG</i> <i>GW</i>	Ureterschienen-Set mit Führungsdraht <i>kit stent urétéral avec fil-guide</i> <i>ureteral stent set with guide wire</i>	Ureterschienen-Set ohne Führungsdraht <i>kit stent urétéral sans fil-guide</i> <i>ureteral stent set without guide wire</i>	Ureterschienen-Set mit Führungsdraht <i>kit stent urétéral avec fil-guide</i> <i>ureteral stent set with guide wire</i>
CH	A	B	Ø / inch	Set	Mini Set	Set
4,5	26	22	.032	3004-0300	3004-0330*	3003-0300
	28	24		3004-0400	3004-0430	3003-0400
	30	26		3004-0500	3004-0530	3003-0500*
	32	28		3004-0600*	3004-0630	3003-0600*
6	26	22	.035	3004-1300	3004-1330	3003-1300*
	28	24		3004-1400	3004-1430	3003-1400*
	30	26		3004-1500	3004-1530*	3003-1500*
	32	28		3004-1600	3004-1630	3003-1600*
	34	30		3004-1700*	3004-1730*	3003-1700*
	36	32		3004-1800*	3004-1830*	3003-1800*
7	26	22	.035	3004-2300	3004-2330*	3003-2300*
	28	24		3004-2400	3004-2430	3003-2400*
	30	26		3004-2500	3004-2530	3003-2500*
	32	28		3004-2600	3004-2630*	3003-2600
	34	30		3004-2700*	3004-2730*	3003-2700*
	36	32		3004-2800*	3004-2830*	3003-2800*
8	26	22	.038	3004-3300*	3004-3330*	3003-3300*
	28	24		3004-3400*	3004-3430*	3003-3400*
	30	26		3004-3500	3004-3530*	3003-3500*
	32	28		3004-3600	3004-3630*	3003-3600*
	34	30		3004-3700*	3004-3730*	3003-3700*
	36	32		3004-3800*	3004-3830*	3003-3800*
Länge Führungsdraht / longueur du fil-guide / length guide wire				150 cm		150 cm



* Lieferzeit auf Anfrage
 * délai de livraison sur demande
 * delivery time upon request

Verpackungseinheit: 10 Stück
 conditionnement: 10 unités
 box: 10 units

OptiSoft, ureteral stent set, multilength

Sets Steerable Renal Transplantation Tumor Mono-J



OptiSoft, Ureterschienen Set, Multilength

- Ureterschiene mit Doppelpigtail und variabler Länge



OptiSoft, kit stent urébral, multilength

- Stent urébral extensible à double queue de cochon pour variation de la longueur




OptiSoft, ureteral stent set, multilength


- Ureteral stent with double pigtail and variable lengths

material properties

long term



*Ureteral stent set
open distal end*



OptiSoft, ureteral stent set, multilength

Ureteral stent set open distal end



- 1 Ureterschiene, distales Ende offen
- 2 Führungsdräht, PTFE-beschichtet, flexible Spitze, feste Seele, HD (Heavy Duty)
- 3 Schieber, 40 cm




- 1 stent urétéral, extrémité distale ouverte
- 2 fil-guide, revêtu de PTFE, pointe flexible, corps fixe, HD (très grande robustesse)
- 3 poussoir, 40 cm



- 1 ureteral stent, open distal end
- 2 guide wire, PTFE coated, flexible tip, fixed core, HD (Heavy Duty)
- 3 pusher, 40 cm

	Länge <i>longueur</i> <i>length</i> - cm -			FD <i>FG</i> <i>GW</i>	Ureterschienen-Set mit Führungsdräht <i>kit stent urétéral avec fil-guide</i> <i>ureteral stent set with guide wire</i>	Ureterschienen-Set ohne Führungsdräht <i>kit stent urétéral sans fil-guide</i> <i>ureteral stent set without guide wire</i>
CH	A	B	Ø / inch		Set	Mini Set
4,5	24-32	20-24	.032		3014-1000	3014-1030*
6	24-32	20-24	.035		3014-2000	3014-2030*
7	24-32	20-24	.035		3014-3000	3014-3030*
8	24-32	20-24	.038		3014-4000	3014-4030*
Länge Führungsdräht / longueur du fil-guide / <i>length guide wire</i>				150 cm		



* Lieferzeit auf Anfrage
* délai de livraison sur demande
* delivery time upon request

Verpackungseinheit: 10 Stück
conditionnement: 10 unités
box: 10 units

OptiSoft, steerable ureteral stent set “optimatic”

Sets

Steerable

Renal Transplantation

Tumor

Mono-J



OptiSoft, steuerbares Ureterschienen Set „Dirigent“

- Steuerbare Ureterschiene mit einfaches Applikationssystem - erleichtert die Manipulation (drehen, schieben, ziehen) im Harntrakt



OptiSoft, kit stent urébral orientable « optimatic »

- Stent orientable avec système d'application simple - facilite la manipulation (tourner, pousser, tirer) dans le tractus urinaire




OptiSoft, steerable ureteral stent set, "optimatic"

- The steerable ureteral stent with simple application system - facilitates the manipulation (turning, pushing, pulling) within the urinary tract

material properties

long term

steerable




assembled System


système connecté

assembled system

Ureteral stent set open distal end



Ureteral stent set closed distal end



OptiSoft, steerable ureteral stent set "optimatic"

Ureteral stent set open distal end



- A1 Ureterschiene, distales Ende offen
- A2 Applikationssystem
- A3 Führungsdraht, PTFE-beschichtet, flexible Spitze, feste Seele, HD (Heavy Duty)



- A1 stent uréteral, extrémité distale ouverte
- A2 connecteur
- A3 fil-guide, revêtu de PTFE, pointe flexible, corps fixe, HD (très grande robustesse)



- A1 ureteral stent, open distal end
- A2 application system
- A3 guide wire, PTFE coated, flexible tip, fixed core, HD (Heavy Duty)

Ureteral stent set closed distal end



- B1 Ureterschiene, distales Ende geschlossen, Tiemann
- B2 Applikationssystem
- B3 Führungsdraht, PTFE-beschichtet, flexible Spitze, bewegliche Seele
- B4 Fixierklemme




- B1 stent uréteral, extrémité distale fermée, Tiemann
- B2 connecteur
- B3 fil-guide, revêtu de PTFE, pointe flexible, corps mobile
- B4 clip de fixation



- B1 ureteral stent, distal end closed, Tiemann
- B2 application system
- B3 guide wire, PTFE coated, flexible tip, movable core
- B4 fixation clip

	Länge longueur length - cm -			FD FG	Ureterschienen-Set mit Führungsdraht <i>kit stent uréteral avec fil-guide</i> <i>ureteral stent set with guide wire</i>	Ureterschienen-Set ohne Führungsdraht <i>kit stent uréteral sans fil-guide</i> <i>ureteral stent set without guide wire</i>	Ureterschienen-Set mit Führungsdraht <i>kit stent uréteral avec fil-guide</i> <i>ureteral stent set with guide wire</i>
CH	A	B	Ø / inch		Set	Mini Set	Set
6	26	22	.035		3012-1300		3011-1300
	28	24			3012-1400	3012-1430*	3011-1400
	30	26			3012-1500	3012-1530*	3011-1500
	32	28			3012-1600	3012-1630*	3011-1600*
	34	30			3012-1700*		
	36	32			3012-1800*		
7	26	22	.035		3012-2300		3011-2300*
	28	24			3012-2400	3012-2430*	3011-2400*
	30	26			3012-2500	3012-2530*	3011-2500*
	32	28			3012-2600	3012-2630*	3011-2600*
	34	30			3012-2700*		
	36	32			3012-2800*		
8	26	22	.038		3012-3300		3011-3300*
	28	24			3012-3400	3012-3430*	3011-3400*
	30	26			3012-3500	3012-3530*	3011-3500*
	32	28			3012-3600	3012-3630*	3011-3600*
	34	30			3012-3700*		
	36	32			3012-3800*		
Länge Führungsdraht / longueur du fil-guide / length guide wire				150 cm			150 cm



* Lieferzeit auf Anfrage
* délai de livraison sur demande
* delivery time upon request

Verpackungseinheit: 10 Stück
conditionnement: 10 unités
box: 10 units

OptiSoft, steerable ureteral stent set “optimatic“

Sets

Steerable

Renal Transplantation

Tumor

Mono-J



OptiSoft, steuerbares Ureterschienen Set, „Dirigent“, Multilength

- Steuerbare Ureterschiene mit Doppelpigtail zur variablen Längenverstellung mit einfachem Abwurfsystem – erleichtert die Manipulation (drehen, schieben, ziehen) im Harntrakt



OptiSoft, kit stent urébral orientable, « optimatic », multilength

- Stent urébral orientable à double queue de cochon pour variation de la longueur et système d'application connectable simple facilitant la manipulation (tourner, pousser, tirer) dans le tractus urinaire




OptiSoft, steerable ureteral stent set, "optimatic", multilength

- Steerable ureteral stent with double pigtail for variable lengths and simple application system – facilitates the manipulation (turning, pushing, pulling) within the urinary tract


material properties

long term

steerable



*Ureteral stent set
open distal end*



OptiSoft, steerable ureteral stent set "optimatic"

Ureteral stent set open distal end



- 1 Ureterschiene, distales Ende offen
- 2 Applikationssystem
- 3 Führungsdraht, PTFE-beschichtet, flexible Spitze, feste Seele, HD (Heavy Duty)




- 1 stent uréteral, extrémité distale ouverte
- 2 connecteur
- 3 fil-guide, revêtu de PTFE, pointe flexible, corps fixe, HD (très grande robustesse)



- 1 ureteral stent, open distal end
- 2 application system
- 3 guide wire, PTFE coated, flexible tip, fixed core, HD (Heavy Duty)

	Länge <i>longueur</i> <i>length</i> - cm -			FD <i>FG</i> <i>GW</i>	Ureterschienen-Set mit Führungsdraht <i>kit stent uréteral avec fil-guide</i> <i>ureteral stent set with guide wire</i>	Ureterschienen-Set ohne Führungsdraht <i>kit stent uréteral sans fil-guide</i> <i>ureteral stent set without guide wire</i>
CH	A	B	Ø / inch		Set	Mini Set
6	32	24	.035		3014-2060	3014-2065*
7	32	24	.035		3014-3060	3014-3065*
8	32	24	.038		3014-4060	3014-4065*
Länge Führungsdraht / <i>longueur du fil-guide</i> / <i>length guide wire</i>				150 cm		



* Lieferzeit auf Anfrage
** délai de livraison sur demande*
** delivery time upon request*

Verpackungseinheit: 10 Stück
conditionnement: 10 unités
box: 10 units

OptiSoft, renal transplantation ureteral stent set

Sets

Steerable

Renal
Transplantation

Tumor

Mono-J



OptiSoft, renales Transplan-tations-Ureterschienen Set

- Version für die speziellen Anforderungen nach einer Nierentransplantation - in extra kurzer Ausführung von 12 cm bis 18 cm



OptiSoft, kit stent urétéral pour transplantation rénale

- Pour exigences particulières après une transplantation rénale - très petite longueur de 12 à 18 cm




OptiSoft, renal transplantation ureteral stent set


- Version for the specific requirements after a renal transplantation - extra short from 12 cm to 18 cm

material properties

long term



Ureteral stent set open distal end



OptiSoft, renal transplantation ureteral stent set

Ureteral stent set open distal end



- 1 Ureterschiene, distales Ende offen
- 2 Führungsdräht, PTFE-beschichtet, flexible Spitze, feste Seele
- 3 Schieber, 40 cm




- 1 stent uréteral, extrémité distale ouverte
- 2 fil-guide, revêtu de PTFE, pointe flexible, corps fixe
- 3 poussoir, 40 cm



- 1 ureteral stent, open distal end
- 2 guide wire, PTFE coated, flexible tip, fixed core
- 3 pusher, 40 cm

	Länge <i>longueur</i> <i>length</i> - cm -			FD	Ureterschienen-Set mit Führungsdräht <i>kit stent uréteral avec fil-guide</i> <i>ureteral stent set with guide wire</i>
CH	A	B	Ø / inch		Set
6	12	8	.035		3004-6300
	14	10			3004-6400
	16	12			3004-6500
	18	14			3004-6600*
7	12	8	.035		3004-7300
	14	10			3004-7400
	16	12			3004-7500
	18	14			3004-7600*
8	12	8	.038		3004-8300
	14	10			3004-8400
	16	12			3004-8500
	18	14			3004-8600*
Länge Führungsdräht / longueur du fil-guide / length guide wire					100 cm



* Lieferzeit auf Anfrage
* délai de livraison sur demande
* delivery time upon request

Verpackungseinheit: 5 Stück
conditionnement: 5 unités
box: 5 units

OptiSoft, Ex-stent tumor ureteral stent set

Sets

Steerable

Renal Transplantation

Tumor

Mono-J



OptiSoft, Ex-Stent Tumor-Ureterschienen Set

- Ureterschiene mit verstärktem Schaft. Besonders geeignet zur inneren Harnableitung bei Tumoren im Urogenitaltrakt



OptiSoft, kit tumeur Ex-stent urébral

- Stent urébral avec de la partie intérieure renforcée. Spécialement conçu pour le drainage urinaire interne dans le cas de tumeurs dans le tractus urinaire




OptiSoft, Ex-stent tumor ureteral stent set

- Ureteral stent with reinforced shaft. Especially designed for internal drainage in case of tumors in the urinary tract


material properties

long term

marker



Ureteral stent set open distal end




OptiSoft, Ex-stent tumor ureteral stent set

Ureteral stent set open distal end




- 1 Ureterschiene, distales Ende offen, mit ringstabilem Katheterschaft
- 2 Führungsdrat, PTFE-beschichtet, flexible Spitz, feste Seele, HD (Heavy Duty)
- 3 Schieber, 40 cm



◀ Platinmarker
repère en platine
platinum marker



- 1 stent uréteral, extrémité distale ouverte, avec gaine du cathéter résistante à l'écrasement
- 2 fil-guide, revêtu de PTFE, pointe flexible, corps fixe, HD (très grande robustesse)
- 3 pousoir, 40 cm




1. Außenmaterial: Soft-Polyurethan
extérieur: polyuréthane souple
outer material: soft-polyurethane
2. Innenmaterial: Polyimid
intérieur: polyimide
inlay: polyimide



- 1 ureteral stent, open distal end, with reinforced shaft
- 2 guide wire, PTFE coated, flexible tip, fixed core, HD (Heavy Duty)
- 3 pusher, 40 cm

	Länge <i>longueur</i> <i>length</i> - cm -		FD <i>FG</i> <i>GW</i>	Ureterschienen-Set mit Führungsdraht <i>kit stent uréteral</i> <i>avec fil-guide</i> <i>ureteral stent set</i> <i>with guide wire</i>	Ureterschienen-Set ohne Führungsdraht <i>kit stent uréteral</i> <i>sans fil-guide</i> <i>ureteral stent set</i> <i>without guide wire</i>
CH	A	B	Ø / inch	Set	Mini Set
6	26	22	.035	3016-1300	
	28	24		3016-1400	3016-1430*
	30	26		3016-1500	3016-1530*
	32	28		3016-1600	3016-1630*
	34	30		3016-1700*	
	36	32		3016-1800*	
7	26	22	.035	3016-2300	
	28	24		3016-2400	3016-2430*
	30	26		3016-2500	3016-2530*
	32	28		3016-2600	3016-2630*
	34	30		3016-2707*	
	36	32		3016-2800*	
8	26	22	.038	3016-3300	
	28	24		3016-3400	3016-3430*
	30	26		3016-3500	3016-3530*
	32	28		3016-3600	3016-3630*
	34	30		3016-3800*	
	36	32		3016-3900*	
Länge Führungsdrat / longueur du fil-guide / length guide wire				150 cm	



* Lieferzeit auf Anfrage
* délai de livraison sur demande
* delivery time upon request

Verpackungseinheit: 5 Stück
conditionnement: 5 unités
box: 5 units

OptiSoft, Ex-stent tumor ureteral stent set “optimatic”



OptiSoft, Ex-Stent Tumor-Ureterschienen Set „Dirigent“

- Ureterschiene mit verstärktem Schaft.
Besonders geeignet zur inneren Harnableitung bei Tumoren im Urogenitaltrakt



OptiSoft, kit tumeur Ex-stent uréteral « optimatic »

- Stent uréteral avec de la partie intérieure renforcée. Spécialement conçu pour le drainage urinaire interne dans le cas de tumeurs dans le tractus urinaire



OptiSoft, Ex-stent tumor ureteral stent set “optimatic”


- Ureteral stent with reinforced shaft.
Especially designed for internal drainage in case of tumors in the urinary tract

material properties


long term

steerable

marker



*Ureteral stent set
open distal end*




OptiSoft, Ex-stent tumor ureteral stent set “optimatic“

Ureteral stent set open distal end




- 1 Ureterschiene mit ringstabilem Katheterschaft
- 2 Applikationssystem
- 3 Führungsdraht, PTFE-beschichtet, flexible Spitze, feste Seele



► Platinmarker
repère en platine
platinum marker



- 1 stent urétéral avec gaine du cathéter résistante à l'écrasement
- 2 connecteur
- 3 fil-guide, revêtu de PTFE, pointe flexible, corps fixe




1. Außenmaterial: Soft-Polyurethan
extérieur: polyuréthane souple
outer material: soft-polyurethane
2. Innenmaterial: Polyimid
intérieur: polyimide
inlay: polyimide



- 1 ureteral stent with reinforced shaft
- 2 application system
- 3 guide wire, PTFE coated, flexible tip, fixed core

	Länge <i>longueur</i> <i>length</i> - cm -		FD <i>FG</i> <i>GW</i>	Ureterschienen-Set mit Führungsdraht <i>kit stent urétéral</i> <i>avec fil-guide</i> <i>ureteral stent set</i> <i>with guide wire</i>	Ureterschienen-Set ohne Führungsdraht <i>kit stent urétéral</i> <i>sans fil-guide</i> <i>ureteral stent set</i> <i>without guide wire</i>
CH	A	B	Ø / inch	Set	Mini Set
6	26	22	.035	3017-1300	
	28	24		3017-1400	3017-1405
	30	26		3017-1500	3017-1530*
	32	28		3017-1600	3017-1630*
	34	30		3017-1700*	
	36	32		3017-1800*	
7	26	22	.035	3017-2300	3017-2330*
	28	24		3017-2400	3017-2405*
	30	26		3017-2500	3017-2530*
	32	28		3017-2600	3017-2630*
	34	30		3017-2700	
	36	32		3017-2800*	
8	26	22	.038	3017-3300	
	28	24		3017-3400	3017-3430*
	30	26		3017-3500	3017-3530*
	32	28		3017-3600	3017-3630*
	34	30		3017-3700*	
	36	32		3017-3800*	
Länge Führungsdraht / longueur du fil-guide / length guide wire				150 cm	



* Lieferzeit auf Anfrage
* délai de livraison sur demande
* delivery time upon request

Verpackungseinheit: 5 Stück
conditionnement: 5 unités
box: 5 units

OptiSoft, Mono-J set, endoprosthesis



OptiSoft, Mono-J Set, Endoprothese

- Die Endoprothese dient zur Harnableitung
- Der Katheterverbinder ist für den Anschluss eines Urinbeutels



OptiSoft, kit Mono-J, endoprothèse

- L'endoprothèse simple crosse sert au drainage
- Le connecteur est destiné à la raccorder à la poche à sécrétions



OptiSoft, Mono-J set, endoprosthesis

- The urinary diversion set is used for drainage
- The catheter connector serves to connect the secretion bag

material properties

long term




Endoprothese


l'endoprothèse

urinary diversion


Ureteral stent set open distal end



Ureteral stent set closed distal end



Ureteral stent set side holes only in pigtail



OptiSoft, Mono-J set, endoprosthesis

Ureteral stent set open distal end



- 1 Endoprothese, distales Ende offen
- 2 Führungsdrat, PTFE-beschichtet, flexible Spitze, feste Seele, HD (Heavy Duty)
- 3 Katheterverbinder



- 1 l'endoprothèse, extrémité distale ouverte
- 2 fil-guide, revêtu de PTFE, pointe flexible, corps fixe, HD (très grande robustesse)
- 3 connecteur pour cathéter



- 1 urinary diversion, open distal end
- 2 guide wire, PTFE coated, flexible tip, fixed core, HD (Heavy Duty)
- 3 catheter connector

Ureteral stent set closed distal end



- 1 Endoprothese, distales Ende geschlossen, Tiemann
- 2 Führungsdrat, PTFE-beschichtet, flexible Spitze, feste Seele, HD (Heavy Duty)
- 3 Katheterverbinder



- 1 l'endoprothèse, extrémité distale fermée, Tiemann
- 2 fil-guide, revêtu de PTFE, pointe flexible, corps fixe, HD (très grande robustesse)
- 3 connecteur pour cathéter



- 1 urinary diversion, distal end closed, Tiemann
- 2 guide wire, PTFE coated, flexible tip, fixed core, HD (Heavy Duty)
- 3 catheter connector

Ureteral stent set side holes only in pigtail



- 1 Endoprothese, Seitenaugen nur im Pigtail
- 2 Führungsdrat, PTFE-beschichtet, flexible Spitze, feste Seele, HD (Heavy Duty)
- 3 Katheterverbinder



- 1 l'endoprothèse, latéraux uniquement dans la queue de cochon
- 2 fil-guide, revêtu de PTFE, pointe flexible, corps fixe, HD (très grande robustesse)
- 3 connecteur pour cathéter



- 1 urinary diversion, side holes only in pigtail
- 2 guide wire, PTFE coated, flexible tip, fixed core, HD (Heavy Duty)
- 3 catheter connector

	Länge <i>longueur</i> <i>length</i>	FD <i>FG</i> <i>GW</i>	Endoprothesen-Set mit Führungsdrat <i>kit l'endoprothèse avec fil-guide</i> <i>urinary diversion set with guide wire</i>	Endoprothesen-Set mit Führungsdrat <i>kit l'endoprothèse avec fil-guide</i> <i>urinary diversion set with guide wire</i>	Endoprothesen-Set mit Führungsdrat <i>kit l'endoprothèse avec fil-guide</i> <i>urinary diversion set with guide wire</i>
CH	cm	Ø / inch	Set	Set	Set
6	70	.035	3008-1100	3008-1100*	3007-6100*
7	70	.035	3008-2100	3008-2110	3007-7100*
8	70	.038	3008-3100	3008-3110	3007-8100*
9	70	.038	3008-4100*	3008-4110	
Länge Führungsdrat / longueur du fil-guide / length guide wire				150 cm	

AIP-Version - Seitenaugen nur im Pigtail
 version AIP - orifices latéraux uniquement dans la queue de cochon
 AIP-version - side holes only in pigtail

* Lieferzeit auf Anfrage
 * délai de livraison sur demande
 * delivery time upon request

Verpackungseinheit: 10 Stück
 conditionnement: 10 unités
 box: 10 units

OptiPur, ureteral stent set

Sets

Steerable

Renal
Transplantation

Tumor

Mono-J



OptiPur, Ureterschienen Set

- Ureterschienen Sets und Einzelureterschienen zur transureteralen Harnableitung



OptiPur, kit stent uréteral

- Kit stent uréteral seule au drainage trans-uréthral




OptiPur, ureteral stent set


- Ureteral stent sets and single ureteral stents for transureteral urine drainage

material properties


long term



Ureteral stent set open distal end



Ureteral stent set closed distal end



OptiPur, ureteral stent set

Ureteral stent set open distal end



- A1 Ureterschiene, distales Ende offen
 A2 Führungsdräht, PTFE-beschichtet, flexible Spitze, feste Seele, HD (Heavy Duty)
 A3 Schieber, 40 cm



- A1 stent urétéral, extrémité distale ouverte
 A2 fil-guide, revêtu de PTFE, pointe flexible, corps fixe, HD (très grande robustesse)
 A3 pousoir, 40 cm



- A1 ureteral stent, open distal end
 A2 guide wire, PTFE coated, flexible tip, fixed core, HD (Heavy Duty)
 A3 pusher, 40 cm

Ureteral stent set closed distal end



- B1 Ureterschiene, distales Ende geschlossen, Tiemann
 B2 Führungsdräht, PTFE-beschichtet, flexible Spitze, feste Seele, HD (Heavy Duty)
 B3 Schieber, 40 cm
 B4 Fixierklemme




- B1 stent urétéral, extrémité distale fermée, Tiemann
 B2 fil-guide, revêtu de PTFE, pointe flexible, corps fixe, HD (très grande robustesse)
 B3 pousoir, 40 cm
 B4 clip de fixation



- B1 ureteral stent, distal end closed, Tiemann
 B2 guide wire, PTFE coated, flexible tip, fixed core, HD (Heavy Duty)
 B3 pusher, 40 cm
 B4 fixation clip

	Länge longueur length - cm -		FD FG GW	Ureterschienen-Set mit Führungsdräht kit stent urétéral avec fil-guide ureteral stent set with guide wire	Ureterschienen-Set ohne Führungsdräht kit stent urétéral sans fil-guide ureteral stent set without guide wire	Ureterschienen-Set mit Führungsdräht kit stent urétéral avec fil-guide ureteral stent set with guide wire
CH	A	B	Ø / inch	Set	Mini Set	Set
4,5	26	22	.032	3034-0300	3034-0330*	3033-0300*
	28	24		3034-0400	3034-0430*	3033-0400
	30	26		3034-0500	3034-0530*	3033-0500*
	32	28		3034-0600	3034-0630*	3033-0600
6	26	22	.035	3034-1300	3034-1330*	3033-1300
	28	24		3034-1400	3034-1430*	3033-1400
	30	26		3034-1500	3034-1530*	3033-1500
	32	28		3034-1600	3034-1630*	3033-1600
	34	30		3034-1650*	3034-1730*	3033-1700*
	36	32		3034-1800*	3034-1830*	3033-1800*
7	26	22	.035	3034-2300	3034-2330*	3033-2300
	28	24		3034-2400	3034-2430*	3033-2400*
	30	26		3034-2500	3034-2530*	3033-2500*
	32	28		3034-2600	3034-2630*	3033-2600
	34	30		3034-2650*	3034-2730*	3033-2700*
	36	32		3034-2800*	3034-2830*	3033-2800*
8	26	22	.038	3034-3300*	3034-3330*	3033-3300
	28	24		3034-3400*	3034-3430*	3033-3400
	30	26		3034-3500*	3034-3530*	3033-3500*
	32	28		3034-3600*	3034-3630*	3033-3600*
	34	30		3034-3700*	3034-3730*	3033-3700*
	36	32		3034-3800*	3034-3830*	3033-3800*
Länge Führungsdräht / longueur du fil-guide / length guide wire				150 cm		150 cm



* Lieferzeit auf Anfrage
 * délai de livraison sur demande
 * delivery time upon request

Verpackungseinheit: 10 Stück
 conditionnement: 10 unités
 box: 10 units

OptiPur, ureteral stent set, multilength

Sets

Steerable

Renal Transplantation

Tumor

Mono-J



OptiPur, Ureterschienen Set, Multilength

- Ureterschiene mit Doppelpigtail zur variablen Längenverstellung



OptiPur, kit stent urétéral, multilength

- Stent urétéral extensible à double queue de cochon pour variation de la longueur




OptiPur, ureteral stent set, multilength


- Ureteral stent with double pigtail for variable lengths

material properties

long term



Ureteral stent set open distal end



OptiPur, ureteral stent set, multilength

Ureteral stent set open distal end



- 1 Ureterschiene, distales Ende offen
- 2 Führungsdrat, PTFE-beschichtet, flexible Spitze, feste Seele, HD (Heavy Duty)
- 3 Schieber, 40 cm



- 1 stent uréteral, extrémité distale ouverte
- 2 fil-guide, revêtu de PTFE, pointe flexible, corps fixe, HD (très grande robustesse)
- 3 poussoir, 40 cm



- 1 ureteral stent, open distal end
- 2 guide wire, PTFE coated, flexible tip, fixed core, HD (Heavy Duty)
- 3 pusher, 40 cm

	Länge			FD FG GW	Ureterschienen-Set mit Führungsdrat kit stent uréteral avec fil-guide ureteral stent set with guide wire		
	longueur						
	length						
	- cm -						
CH	A	B	Ø / inch		Set		
4,5	24-32	20-28	.032		3044-1000*		
6	24-32	20-28	.035		3044-2000		
7	24-32	20-28	.035		3044-3000*		
8	24-32	20-28	.038		3044-4000		
Länge Führungsdrat / longueur du fil-guide / length guide wire				150 cm			



* Lieferzeit auf Anfrage
* délai de livraison sur demande
* delivery time upon request

Verpackungseinheit: 10 Stück
conditionnement: 10 unités
box: 10 units

OptiPur, steerable ureteral stent set “optimatic”

Sets

Steerable

Renal Transplantation

Tumor

Mono-J



OptiPur, steuerbares Ureterschienen Set „Dirigent“

- Steuerbare Ureterschiene mit einfachem Applikationssystem – erleichtert die Manipulation (drehen, schieben, ziehen) im Harntrakt



OptiPur, kit stent uréteral orientable « optimatic »

- Stent orientable avec système d'application simple – facilite la manipulation (tourner, pousser, tirer) dans le tractus urinaire




OptiPur, steerable ureteral stent set “optimatic”

- The steerable ureteral stent with simple application system - facilitates the manipulation (turning, pushing, pulling) within the urinary tract

material properties

long term

steerable





assembled System



système connecté

assembled system

Ureteral stent set open distal end



Ureteral stent set closed distal end



OptiPur, steerable ureteral stent set "optimatic"

Ureteral stent set open distal end



- A1 Ureterschiene, distales Ende offen
- A2 Applikationssystem
- A3 Führungsdraht, PTFE-beschichtet, flexible Spitze, feste Seele, HD (Heavy Duty)



- A1 stent urétéral, extrémité distale ouverte
- A2 connecteur
- A3 fil-guide, revêtu de PTFE, pointe flexible, corps fixe, HD (très grande robustesse)



- A1 ureteral stent, open distal end
- A2 application system
- A3 guide wire, PTFE coated, flexible tip, fixed core, HD (Heavy Duty)

Ureteral stent set closed distal end



- B1 Ureterschiene, distales Ende geschlossen, Tiemann
- B2 Applikationssystem
- B3 Führungsdraht, PTFE-beschichtet, flexible Spitze, bewegliche Seele
- B4 Fixierklemme




- B1 stent urétéral, extrémité distale fermée, Tiemann
- B2 connecteur
- B3 fil-guide, revêtu de PTFE, pointe flexible, corps mobile
- B4 clip de fixation



- B1 ureteral stent, distal end closed, Tiemann
- B2 application system
- B3 guide wire, PTFE coated, flexible tip, movable core
- B4 fixation clip

	Länge longueur length		FD FG GW	Ureterschienen-Set mit Führungsdraht <i>kit stent urétéral avec fil-guide</i> <i>ureteral stent set with guide wire</i>	Ureterschienen-Set ohne Führungsdraht <i>kit stent urétéral sans fil-guide</i> <i>ureteral stent set without guide wire</i>	Ureterschienen-Set mit Führungsdraht <i>kit stent urétéral avec fil-guide</i> <i>ureteral stent set with guide wire</i>
CH	A	B	Ø / inch	Set	Mini Set	Set
6	26	22	.035	3042-1300		3041-1300*
	28	24		3042-1400	3042-1430*	3041-1400*
	30	26		3042-1500	3042-1530*	3041-1500*
	32	28		3042-1600	3042-1630*	3041-1600*
	34	30		3042-1700*		
	36	32		3042-1800*		
7	26	22	.035	3042-2300	3042-2330*	3041-2300*
	28	24		3042-2400	3042-2430*	3041-2400*
	30	26		3042-2500	3042-2530*	3041-2500*
	32	28		3042-2600	3042-2630*	3041-2600*
	34	30		3042-2700*		
	36	32		3042-2800*		
8	26	22	.038	3042-3300		3041-3300*
	28	24		3042-3400*	3042-3430*	3041-3400*
	30	26		3042-3500	3042-3530*	3041-3500*
	32	28		3042-3600	3042-3630*	3041-3600*
	34	30		3042-3700*		
	36	32		3042-3800*		
Länge Führungsdraht / longueur du fil-guide / length guide wire				150 cm		125 cm



* Lieferzeit auf Anfrage
* délai de livraison sur demande
* delivery time upon request

Verpackungseinheit: 10 Stück
conditionnement: 10 unités
box: 10 units

OptiPur, steerable ureteral stent set “optimatic”

Sets

Steerable

Renal Transplantation

Tumor

Mono-J



OptiPur, steuerbares Ureterschienen Set, „Dirigent“, Multilength

- Steuerbare Ureterschiene mit Doppelpigtail zur variablen Längenverstellung mit einfachem Abwurfsystem – erleichtert die Manipulation (drehen, schieben, ziehen) im Harntrakt



OptiPur, kit stent urétéral orientable, « optimatic », multilength

- Stent urétéral orientable à double queue de cochon pour variation de la longueur et système d'application connectable simple facilitant la manipulation (tourner, pousser, tirer) dans le tractus urinaire




OptiPur, steerable ureteral stent set, "optimatic", multilength

- Steerable ureteral stent with double pigtail for variable lengths and simple application system – facilitates the manipulation (turning, pushing, pulling) within the urinary tract


material properties

long term

steerable



Ureteral stent set open distal end



OptiPur, steerable ureteral stent set "optimatic"

Ureteral stent set open distal end



- 1 Ureterschiene, distales Ende offen
- 2 Applikationssystem
- 3 Führungsdraht, PTFE-beschichtet, flexible Spitze, feste Seele, HD (Heavy Duty)




- 1 stent uréteral, extrémité distale ouverte
- 2 connecteur
- 3 fil-guide, revêtu de PTFE, pointe flexible, corps fixe, HD (très grande robustesse)



- 1 ureteral stent, open distal end
- 2 application system
- 3 guide wire, PTFE coated, flexible tip, fixed core, HD (Heavy Duty)

	Länge <i>longueur</i> <i>length</i>		FD	Ureterschienen-Set mit Führungsdraht <i>kit stent uréteral avec fil-guide</i> <i>ureteral stent set with guide wire</i>
CH	A	B	Ø / inch <i>FG</i> <i>GW</i>	Set
6	32	24	.035	3044-2060
7	32	24	.035	3044-3060
8	32	24	.038	3044-4060
Länge Führungsdraht / longueur du fil-guide / <i>length guide wire</i>		150 cm		



Verpackungseinheit: 10 Stück
conditionnement: 10 unités
box: 10 units

OptiPur, Mono-J set, endoprosthesis



OptiPur, Mono-J Set, Endoprosthese

- Die Endoprothese dient zur Harnableitung
- Der Katheterverbinder ist für den Anschluss eines Urinbeutels



OptiPur, kit Mono-J, endoprothèse

- L'endoprothèse simple crosse sert au drainage
- Le connecteur est destiné à la raccorder à la poche à sécrétions




OptiPur, Mono-J set, endoprosthesis

- The urinary diversion set is used for drainage
- The catheter connector serves to connect the secretion bag

material properties

long term




Endoprothese


l'endoprothèse

urinary diversion

Ureteral stent set open distal end



Ureteral stent set side holes only in pigtail



OptiPur, Mono-J set, endoprosthesis

Ureteral stent set open distal end



- 1 Endoprothese, distales Ende offen
- 2 Führungsdrat, PTFE-beschichtet, flexible Spitze, feste Seele, HD (Heavy Duty)
- 3 Katheterverbinder



- 1 l'endoprothèse, extrémité distale ouverte
- 2 fil-guide, revêtu de PTFE, pointe flexible, corps fixe, HD (très grande robustesse)
- 3 connecteur pour cathéter



- 1 urinary diversion, open distal end
- 2 guide wire, PTFE coated, flexible tip, fixed core, HD (Heavy Duty)
- 3 catheter connector

Ureteral stent set side holes only in pigtail



- 1 Endoprothese, Seitenäugen nur im Pigtail
- 2 Führungsdrat, PTFE-beschichtet, flexible Spitze, feste Seele, HD (Heavy Duty)
- 3 Katheterverbinder



- 1 l'endoprothèse, latéraux uniquement dans la queue de cochon
- 2 fil-guide, revêtu de PTFE, pointe flexible, corps fixe, HD (très grande robustesse)
- 3 connecteur pour cathéter



- 1 urinary diversion, side holes only in pigtail
- 2 guide wire, PTFE coated, flexible tip, fixed core, HD (Heavy Duty)
- 3 catheter connector

	Länge <i>longueur</i> <i>length</i>	FD <i>FG</i> <i>GW</i>	Endoprothesen-Set mit Führungsdrat <i>kit l'endoprothèse avec fil-guide</i> <i>urinary diversion set with guide wire</i>	Endoprothesen-Set mit Führungsdrat <i>kit l'endoprothèse avec fil-guide</i> <i>urinary diversion set with guide wire</i>
CH	cm	Ø / inch	Set	Set
4,5	70	.032		3038-0110*
6	70	.035	3038-1100*	3038-1110
7	70	.035	3038-2100	3038-2110
8	70	.038	3038-3100	3038-3110
9	70	.038	3038-4100	3038-4110
Länge Führungsdrat / longueur du fil-guide / length guide wire			150 cm	

AIP-Version - Seitenäugen nur im Pigtail
 version AIP - orifices latéraux uniquement dans la queue de cochon
 AIP-version - side holes only in pigtail

* Lieferzeit auf Anfrage
 * délai de livraison sur demande
 * delivery time upon request

Verpackungseinheit: 10 Stück
 conditionnement: 10 unités
 box: 10 units

Opti-J, ureteral stent set

Sets

Steerable

Renal
Transplantation

Tumor

Mono-J



Opti-J, Ureterschienen Set

2 in 1

Eine Ureterschiene mit zwei Anwendungsmöglichkeiten:

- Als steuerbare Ureterschiene
- Als Ureterschiene mit Schieber



Opti-J, kit stent urétéal

2 en 1

Un stent urétéal deux possibilités de pose:

- Comme stent urétéal orientable et connectable
- Comme stent urétéal avec pousoir



Opti-J, ureteral stent set


2 in 1

One ureteral stent with two possibilities of use:


- Steerable ureteral stent
- Ureteral stent with pusher

material properties


long term steerable



Ureteral stent set open distal end



Ureteral stent set closed distal end



Opti-J, ureteral stent set

Ureteral stent set open distal end



- A1 Ureterschiene, distales Ende offen
 A2 steuerbares Applikationsbesteck oder Schieber, 40 cm lang
 A3 Führungsdraht, PTFE-beschichtet, flexible Spitze, feste Seele, HD (Heavy Duty)



- A1 stent urétéral, extrémité distale ouverte
 A2 applicateur orientable ou pousoir, longueur 40 cm
 A3 fil-guide, revêtu de PTFE, pointe flexible, corps fixe, HD (très grande robustesse)



- A1 ureteral stent, open distal end
 A2 steerable application device or pusher, 40 cm long
 A3 guide wire, PTFE coated, flexible tip, fixed core, HD (Heavy Duty)

Ureteral stent set closed distal end



- B1 Ureterschiene, distales Ende geschlossen, Tiemann
 B2 steuerbares Applikationsbesteck oder Schieber, 40 cm lang
 B3 Führungsdraht, PTFE-beschichtet, flexible Spitze, bewegliche Seele
 B4 Tuohy-Borst Adapter




- B1 stent urétéral, extrémité distale fermée, Tiemann
 B2 applicateur orientable ou pousoir, longueur 40 cm
 B3 fil-guide, revêtu de PTFE, pointe flexible, corps mobile
 B4 adaptateur Tuohy-Borst



- B1 ureteral stent, distal end closed, Tiemann
 B2 steerable application device or pusher, 40 cm long
 B3 guide wire, PTFE coated, flexible tip, movable core
 B4 Tuohy-Borst adapter

	Länge <i>longueur</i> <i>length</i>		FD <i>FG</i> <i>GW</i>	Ureterschienen-Set mit Führungsdraht <i>kit stent urétéral avec fil-guide</i> <i>ureteral stent set with guide wire</i>	Ureterschienen-Set ohne Führungsdraht <i>kit stent urétéral sans fil-guide</i> <i>ureteral stent set without guide wire</i>	Ureterschienen-Set mit Führungsdraht <i>kit stent urétéral avec fil-guide</i> <i>ureteral stent set with guide wire</i>
CH	A	B	Ø / inch	Set	Mini Set	Set
4,5	26	22	.032	8200-0600	8200-0630*	8100-0600
	28	24		8200-0700	8200-0730	8100-0700
	30	26		8200-0800	8200-0830	8100-0800
	32	28		8200-0900	8200-0930*	8100-0900
	34	30		8200-0950*	8200-0940*	
6	26	22	.035	8200-1500	8200-1530	8100-1500*
	28	24		8200-1600	8200-1630	8100-1600
	30	26		8200-1700	8200-1730	8100-1700
	32	28		8200-1800	8200-1830	8100-1800
	34	30		8200-1850	8200-1840*	8100-1850*
	36	32		8200-1890*		8100-1860*
7	26	22	.035	8200-1900	8200-1930	8100-1900
	28	24		8200-2000	8200-2030	8100-2000
	30	26		8200-2100	8200-2130	8100-2100
	32	28		8200-2200	8200-2230	8100-2200
	34	30		8200-2250	8200-2240*	8100-2250*
	36	32		8200-2290*		8100-2260*
8	26	22	.038	8200-2300	8200-2330	8100-2300
	28	24		8200-2400	8200-2430	8100-2400
	30	26		8200-2500	8200-2530	8100-2500
	32	28		8200-2600	8200-2630	8100-2600
	34	30		8200-2650	8200-2640*	8100-2650*
	36	32		8200-2690*		8100-2660*
Länge Führungsdraht / longueur du fil-guide / length guide wire				150 cm		125 cm



* Lieferzeit auf Anfrage
 * délai de livraison sur demande
 * delivery time upon request

Verpackungseinheit: 5 Stück
 conditionnement: 5 unités
 box: 5 units

CarboSoft, ureteral stent set

Sets

Steerable

Renal
Transplantation

Tumor

Mono-J



CarboSoft, Ureterschienen Set

- DLC-Beschichtung (Diamond Like Carbon)
 - hohe Biokompatibilität
- Ultraglatte Kohlenstoff beschichtete Oberfläche
 - signifikant reduzierter Reibungswiderstand
 - erlaubt ein schonendes Einführen der Ureterschiene
- Verringerung des Risikos von Infektionen, Biofilmbildung und Inkrustationen
- Hervorragend geeignet für die Langzeitanwendung



CarboSoft, kit stent uréteral

- Revêtement DLC (Diamond Like Carbon)
 - forte biocompatibilité
- Surface ultra lisse revêtue de carbone
 - réduction significative de la friction
 - permet une implantation en douceur du stent uréteral
- Réduction des risques d'infections, de formation de biofilm et d'incrustations
- Convient parfaitement à une utilisation de longue durée




CarboSoft, ureteral stent set

- *DLC coating (Diamond Like Carbon)*
 - *high biocompatibility*
- *Ultrasmooth carbon-coated surface*
 - *significantly reduced friction*
 - *enables smooth introduction*
- *Reduced crystalline biofilm formation, risk of encrustation and urinary tract infections*
- *Ideally suitable for long term use*

material properties

long term




Ureterschiene

stent uréteral

ureteral stent

Ureteral stent set open distal end



CarboSoft, ureteral stent set



Ureteral stent set open distal end



- 1 CarboSoft Ureterschiene, distales Ende offen
- 2 Führungsdraht, PTFE-beschichtet, flexible Spitze, feste Seele, HD (Heavy Duty)
- 3 Schieber, 40 cm



- 1 CarboSoft stent uréteral, extrémité distale ouverte
- 2 fil-guide, revêtu de PTFE, pointe flexible, corps fixe, HD (très grande robustesse)
- 3 pousoir, 40 cm



- 1 CarboSoft ureteral stent, open distal end
- 2 guide wire, PTFE coated, flexible tip, fixed core, HD (Heavy Duty)
- 3 pusher, 40 cm

	Länge <i>longueur</i> <i>length</i> - cm -			FD <i>FG</i> <i>GW</i>	Ureterschienen-Set mit Führungsdraht <i>kit stent uréteral</i> <i>avec fil-guide</i> <i>ureteral stent set</i> <i>with guide wire</i>	Ureterschienen-Set ohne Führungsdraht <i>kit stent uréteral</i> <i>sans fil-guide</i> <i>ureteral stent set</i> <i>without guide wire</i>
CH	A	B	Ø / inch		Set	Mini Set
6	28	24	.035		3090-1400	3090-1430
	30	26	.035		3090-1500	3090-1530
	32	28	.035		3090-1600	3090-1630
7	28	24	.035		3090-2400	3090-2430
	30	26	.035		3090-2500	3090-2530
	32	28	.035		3090-2600	3090-2630
8	28	24	.038		3090-3400	3090-3430
	30	26	.038		3090-3500	3090-3530
	32	28	.038		3090-3600	3090-3630
Länge Führungsdraht / <i>longueur du fil-guide</i> / <i>length guide wire</i>				150 cm		

* Lieferzeit auf Anfrage
 * délai de livraison sur demande
 * delivery time upon request

Verpackungseinheit: 10 Stück
 conditionnement: 10 unités
 box: 10 units

ureteral catheter



Ureterkatheter

- VarioTip Premium Ureterkatheter
- VarioTip Ureterkatheter




Cathéters urétéraux

- Cathéter urétéral VarioTip Premium
- Cathéter urétéral VarioTip




Ureteral catheter

- VarioTip Premium ureteral catheter
- VarioTip ureteral catheter



ureteral catheter



VarioTip Premium ureteral catheter



VarioTip Premium Ureter-katheter

- Der Ureterkatheter besteht aus Nylon, mit gewobenem Schaft und einer extrem röntgendichten Katheterspitze aus Tungsten (Wolfram). Dies ermöglicht eine ausgezeichnete Steuerbarkeit und optimale Drehstabilität




Cathéter urétéral VarioTip Premium

- Le cathéter urétéral est fait en Nylon avec une gaine tissée et l'extrémité d'une excellente radio-opacité est en tungstène (Wolfram) pour une parfaite maniabilité et torsion



VarioTip Premium ureteral catheter

- Ureteral catheter is made of nylon with a woven catheter shaft and a radiopaque tungsten tip with excellent torque-control



Durchmesser <i>diamètre</i> <i>diameter</i>	Länge <i>longueur</i> <i>length</i>	FD <i>FG</i> <i>GW</i>	gerade, offen <i>droit, ouvert</i> <i>straight, open</i>	Seitenaugen <i>orifices latéraux</i> <i>side holes</i>	gebogen, offen <i>recourbé, ouvert</i> <i>curved, open</i>	Seitenaugen <i>orifices latéraux</i> <i>side holes</i>
CH	cm	Ø / inch				
4	70	.035	3331-1100	1	3333-1100	1
			3331-1110	2	3333-1110*	2
			3331-1120	0	3333-1120	0
5	70	.038	3331-2100	1	3333-2100	1
			3331-2110	2	3333-2110	2
			3331-2120	0	3333-2120	0
6	70	.038	3331-3100	1		
			3331-3110	2	3333-3110	2
			3331-3120	0	3333-3120	0
7	70	.038	3331-4110	2		
			3331-4120	0		

* Lieferzeit auf Anfrage
* délai de livraison sur demande
* delivery time upon request

Verpackungseinheit: 10 Stück
conditionnement: 10 unités
box: 10 units

VarioTip ureteral catheter



VarioTip Ureterkatheter

Merkmale:

- Röntgensichtbares Material
- 30° abgewinkelte, offene Spitze
- Hohe Gleitfähigkeit
- Graduierung in 1 cm Schritten
- Stilett
- Zuspritzadapter



Cathéter urétéral VarioTip

Caractéristiques :

- *Material radio-opaque*
- *Pointe ouverte, recourbée à 30°*
- *Glisse bien*
- *Graduations en 1 centimètres*
- *Stylet*
- *Adaptateur pour produit de contraste*



VarioTip ureteral catheter

Features:

- *Radiopaque material*
- *30° angled tip, open - end*
- *Smooth surface - easy introduction*
- *Graduation in 1 cm steps*
- *Stylet*
- *Contrast medium adapter*



VarioTip Ureterkatheter, gebogen, offen

cathéter urétéral VarioTip, recourbé, ouvert

VarioTip ureteral catheter, curved, open



Zuspritzadapter

adaptateur pour produit de contraste

contrast medium adapter

Durchmesser <i>diamètre</i> <i>diameter</i>	Länge <i>longueur</i> <i>length</i>	Bestell-Nr. <i>référence</i> <i>order code</i>	Bestell-Nr. <i>référence</i> <i>order code</i>
CH	mm	cm	10 Stück · 10 unités · 10 units
5	1,67	70	3105-0010
			50 Stück · 50 unités · 50 units
			3105-0050

adaptiert auf .035 / .038 inch Führungsdräht
adapté au fil-guide de .035 / .038 inch
adapted to .035 / .038 inch guide wire

stone baskets



Steinfangkörbchen

- EQUADUS - Spitzenloses Nitinol Steinfangkörbchen
- Universelles Nitinol Steinfangkörbchen, parallel
- Universelles Nitinol Steinfangkörbchen, helikal




Extracteurs de calculs

- EQUADUS - extracteur de calculs en Nitinol sans pointe
- Extracteur de calculs universelle Nitinol, parallèle
- Extracteur de calculs universelle Nitinol, hélicoïdal




Stone baskets

- EQUADUS - tipless nitinol stone basket
- Universal nitinol stone basket, parallel
- Universal nitinol stone basket, helical



stone baskets



EQUADUS tipless nitinol stone basket



EQUADUS - Spitzenloses Nitinol Steinfangkörbchen

- Spitzenloses Nitinol Steinfangkörbchen mit exzellenter 1:1 Drehstabilität und bequemer Einhand-Bedienbarkeit zur schnellen und sicheren Steinextraktion
- Der geringe Schleusendurchmesser von 1,8 CH bzw. 2,4 CH sorgt für höchste Flexibilität




EQUADUS - extracteur de calculs en Nitinol sans pointe

- Extracteur de calculs en Nitinol sans pointe présentant une excellente stabilité à la torsion 1 sur 1 manipulation simple d'une seule main pour l'extraction rapide et sûre des calculs
- Le petit diamètre de la gaine (1,8 CH et 2,4 CH) est le garant d'une extrême flexibilité



EQUADUS - tipless nitinol stone basket

- Tipless nitinol stone basket with excellent 1:1 torque characteristics and detachable handle for quick and safe stone retrieval
- The small sheath diameter (1,8 CH and 2,4 CH) allows high flexibility



spitzenloses Nitinol Steinfangkörbchen

extracteur de calculs en Nitinol sans pointe

tipless nitinol stone basket



- Spitzenloses Nitinol Körbchen für eine atraumatische Manipulation
- Stufenlose Arretierungsmöglichkeit des Körbchens
- Einfache Bedienung durch Druckknopf an der Oberseite des Handgriffs
- Herausnehmbares Bedienelement mit Schieber und Fixierschraube
- Abnehmbarer Handgriff

- Panier en Nitinol sans pointe pour manipulation atraumatique
- Possibilité de verrouillage en continu du panier
- Manipulation simple par bouton poussoir dans le haut de la poignée
- Élément de commande démontable avec poussoir et vis de fixation
- Poignée amovible

- Tipless nitinol basket foratraumatic manipulation
- Variable basket locking mechanism
- Locking button ensures basket fixation
- Removable control element with slider and fixation screw
- Detachable hand grip

EQUADUS tipless nitinol stone basket

Im Set enthalten:

inclus dans le set:

included in the set:



Einführhilfe

introduction

introducer

Tuohy-Borst Adapter

adaptateur Tuohy-Borst

Tuohy-Borst adapter

Equadus

Schleuse <i>gaine</i> <i>sheath</i>		Körbchen <i>panier</i> <i>basket</i>		Bestell-Nr. <i>référence</i> <i>order code</i>
Durchmesser <i>diamètre</i> <i>diameter</i>	Länge <i>longueur</i> <i>length</i>	Durchmesser <i>diamètre</i> <i>diameter</i>	Länge <i>longueur</i> <i>length</i>	
CH	mm	cm	mm	mm
1,8	0,6	120	11	15
2,4	0,8	120	12	17

Verpackungseinheit: 1 Stück
conditionnement: 1 unité
box: 1 unit

Einzelprodukt:

produit seul:

single product:



Tuohy-Borst Adapter

adaptateur Tuohy-Borst

Tuohy-Borst adapter

Tuohy-Borst adapter

Bestell-Nr. <i>référence</i> <i>order code</i>	3402-1000	Verpackungseinheit: 10 Stück <i>conditionnement: 10 unités</i> <i>box: 10 units</i>

universal nitinol stone basket, parallel



Universelles Nitinol Steinfangkörbchen, parallel

- Universelles Steinfangkörbchen zur Entfernung von urologischen Steinen

Vorteile:

- Handgriff abnehmbar
- Einhandbedienung
- Hohe Aufstellkraft des Körbchens
- Drehstabil 1:1
- Hohe Schubkraft



Extracteur de calculs universelle Nitinol, parallèle

- Extracteur de calculs universel pour l'extraction de calculs urinaires

Avantages:

- Poignée amovible
- Manipulation d'une seule main
- Excellent déploiement du panier
- Torsion 1 sur 1
- Excellente poussabilité



Universal nitinol stone basket, parallel

- Universal stone basket for removal of urological stones

Advantages:

- Detachable hand grip
- Single-handed operation
- Excellent basket expansion
- Good torque-control 1 to 1
- Excellent pushability



parallel:

Vermindertes Risiko
des Einklemmens der
Ureter-Schleimhaut

Risque réduit de com-
pression de la muqueu-
se de l'uretère

Reduced risk of
clamping the ureter
mucosa

Schleuse gaine sheath		Körbchen panier basket				Bestell-Nr. référence order code
	nutzbare Schleusenlänge longueur utile de la gaine usable sheath length	Durchmesser diamètre diameter	Länge longueur length	Drahtanzahl fil nombre wire number	Typ type type	
CH	cm	mm	mm			
2,7		12	25			3500-0110
4	90	15	30	4	parallel parallèle parallel	3500-1100

Verpackungseinheit: 1 Stück
conditionnement: 1 unité
box: 1 unit

universal nitinol stone basket, helical



Universelles Nitinol Steinfangkörbchen, helikal

- Universelles Steinfangkörbchen zur Entfernung von urologischen Steinen



Extracteur de calculs universelle Nitinol, hélicoïdal

- Extracteur de calculs universel pour l'extraction de calculs urinaires



Universal nitinol stone basket, helical

- Universal stone basket for removal of urological stones

Vorteile:


- Handgriff abnehmbar
- Einhandbedienung
- Hohe Aufstellkraft des Körbchens
- Drehstabil 1:1
- Hohe Schubkraft

Avantages:

- Poignée amovible
- Manipulation d'une seule main
- Excellent déploiement du panier
- Torsion 1 sur 1
- Excellente poussabilité

Advantages:

- Detachable hand grip
- Single-handed operation
- Excellent basket expansion
- Good torque-control 1 to 1
- Excellent pushability



helical:

Beim Schließen des Körbchens dreht sich das Körbchen und erleichtert somit das Einfangen des Konkремents

Lorsqu'il se referme, le panier pivote, ce qui permet de mieux attraper le calcul

The basket is rotating when it is closed and facilitates catching the concrement

Schleuse gaine sheath		Körbchen panier basket				Bestell-Nr. référence order code
	nutzbare Schleusenlänge longueur utile de la gaine usable sheath length	Durchmesser diamètre diameter	Länge longueur length	Drahtanzahl fil nombre wire number	Typ type type	
CH	cm	mm	mm			
2,7		12	25			3500-0210
4	90	15	30	4	helikal hélicoïdal helical	3500-1200

Verpackungseinheit: 1 Stück
conditionnement: 1 unité
box: 1 unit

percutaneous drainages



Perkutane Drainagen

- SILARO Set
- SILARO Wechsel-Set
- SILARO Einzelkatheter
- Nephrostomie Set in klassischer Seldinger Technik
- OD, Spezial Nephrostomie Set
- OD, Direktpunktions-Set
- NephroLen SLIM Set
- OD, Einzelkatheter
- NephroLen, Einzelkatheter




Drainages percutanés

- *SILARO set*
- *SILARO kit d'échange*
- *SILARO cathéter seul*
- *Kit de néphrostomie selon la technique classique de Seldinger*
- *OD, kit de néphrostomie spécial*
- *OD, kit de ponction directe*
- *NephroLen SLIM set*
- *OD, cathéter seul*
- *NephroLen, cathéter seul*




Percutaneous drainages

- *SILARO set*
- *SILARO exchange set*
- *SILARO single catheter*
- *Nephrostomy set in classical Seldinger technique*
- *OD, special nephrostomy set*
- *OD, direct puncture set*
- *NephroLen SLIM set*
- *OD, single catheter*
- *NephroLen, single catheter*



*percutaneous
drainages*

percutaneous drainages



Silaro, nephrostomy balloon catheter



Silaro Set

- Set zur perkutanen Nierendrainage
- Ballonkatheter mit Integralballon, Röntgenstreifen und röntgendichter Spitze



Silaro set

- Kit du cathéter à ballonnet pour néphrostomie
- Cathéter à ballonnet intégral avec bande et pointe radio-opaques



Silaro set

- Set for percutaneous kidney drainage
- Balloon catheter with integral balloon, radiopaque stripe and tip




Silaro Ballonkatheter, Silikon, Länge 40 cm

cathéter à ballonnet Silaro, silicone, longueur 40 cm

Silaro balloon catheter, silicone, length 40 cm

Silaro set:



Silaro, nephrostomy balloon catheter

Silaro set:

- 1 2-teilige Punktionsnadel, US-Schliff, Ø 1,3 mm (17,5 G), Länge 200 mm
 2 Schüller Wechseldraht, flexibles Ende, rigider Schaft (40 cm), flexible Spitze (10 cm), 3 mm J-gebogen, .035 inch, Länge 90 cm
 3 Dilatator, Länge 20 cm
 4 Splitschleuse mit Dilatator, Länge 20 cm
 5 Silaro Ballonkatheter, Silikon, Länge 40 cm
 6 Hohlmandrin
 7 Katheterstopfen

- 1 aiguille de ponction en 2 parties, coupe US, Ø 1,3 mm (17,5 G), longueur 200 mm
 2 fil-guide d'échange selon Schüller, extrémité flexible, gaine rigide (40 cm), pointe flexible (10 cm), recourbée en J de 3 mm, .035 inch, longueur 90 cm
 3 dilatateur, longueur 20 cm
 4 gaine pelable avec dilatateur, longueur 20 cm
 5 cathéter à ballonet Silaro, silicone, longueur 40 cm
 6 mandrin creux (obturateur)
 7 fosset pour sonde

- 1 puncture needle, 2-part, US-cut, Ø 1.3 mm (17.5 G), length 200 mm
 2 Schueller exchange wire, flexible end, rigid shaft (40 cm), flexible tip (10 cm), 3 mm J-curved, .035 inch, length 90 cm
 3 dilator, length 20 cm
 4 splitsheath with dilator, length 20 cm
 5 Silaro balloon catheter, silicone, length 40 cm
 6 stiffening cannula
 7 catheter plug

Katheter cathéter catheter	Katheterlänge cathéter longueur catheter length	Füllmenge contenance capacity	Dilatator dilatateur dilator	Splitschleuse gaine pelable splitsheath	Bestell-Nr. référence order code
Ø / CH	cm	ml	Ø / CH	Ø / CH	Set
10	40	1,5	8 / 10	12	1340-1003
12		2,0	8 / 10 / 12	14	1340-1203
14		3,0	8 / 10 / 12 / 14	16	1340-1403

empfohlene Füllung: 10 % ige Glycerinlösung (nicht enthalten)
 recommandé remplissage: solution de glycérine à 10 % (non comprise dans la livraison)
 recommended filling: 10 % glycerine solution (not included)

Verpackungseinheit: 5 Stück
 conditionnement: 5 unités
 box: 5 units

Silaro, nephrostomy balloon catheter



Silaro Wechsel-Set

- Zur perkutanen Nierendrainage
- Ballonkatheter mit Integralballon, Röntgenstreifen und röntgendichter Spitze



Silaro kit d'échange

- Du cathéter à ballonnet pour néphrostomie
- Cathéter à ballonnet intégral avec bande et pointe radio-opaques



Silaro exchange set

- For percutaneous kidney drainage
- Balloon catheter with integral balloon, radiopaque stripe and tip



Silaro Ballonkatheter, Silikon, Länge 40 cm

cathéter à ballonnet Silaro, silicone, longueur 40 cm

Silaro balloon catheter, silicone, length 40 cm



Hohlmandrin

mandrin creux (obturateur)

stiffening cannula

Katheter cathéter catheter	Katheterlänge cathéter longueur catheter length	Füllmenge contenance capacity	Bestell-Nr. référence order code
Ø / CH	cm	ml	
10	40	1,5	1346-1003
12		2,0	1346-1203
14		3,0	1346-1403
16		5,0	1346-1603
18		5,0	1346-1803
20		5,0	1346-2003

empfohlene Füllung: 10 % ige Glycerinlösung (nicht enthalten)
recommandé remplissage: solution de glycérine à 10 % (non comprise dans la livraison)
recommended filling: 10% glycerine solution (not included)

Verpackungseinheit: 5 Stück
conditionnement: 5 unités
box: 5 units

Silaro, nephrostomy balloon catheter



Silaro Einzelkatheter

- Zur perkutanen Nierendrainage
- Ballonkatheter mit Integralballon, Röntgenstreifen und röntgendichter Spitze



Silaro cathéter seul

- Du cathéter à ballonnet pour néphrostomie
- Cathéter à ballonnet intégral avec bande et pointe radio-opaques



Silaro single catheter

- For percutaneous kidney drainage
- Balloon catheter with integral balloon, radiopaque stripe and tip



Silaro Ballonkatheter, Silikon, Länge 40 cm

cathéter à ballonnet Silaro, silicone, longueur 40 cm

Silaro balloon catheter, silicone, length 40 cm

Katheter cathéter catheter	Katheterlänge cathéter longueur catheter length	Füllmenge contenance capacity	Bestell-Nr. référence order code
Ø / CH	cm	ml	
10	40	1,5	1347-1003
12		2,0	1347-1203
14		3,0	1347-1403
16		5,0	1347-1603
18		5,0	1347-1803
20		5,0	1347-2003

empfohlene Füllung: 10 % ige Glycerinlösung (nicht enthalten)
recommandé remplissage: solution de glycérine à 10 % (non comprise dans la livraison)
recommended filling: 10 % glycerine solution (not included)

Verpackungseinheit: 5 Stück
conditionnement: 5 unités
box: 5 units

Nephrostomy set in classical Seldinger technique



Nephrostomie Set in klassischer Seldinger Technik

- Drainage Set „OD“ zur Punktion und Platzierung des Katheters in Seldinger Technik



Kit de néphrostomie selon la technique classique de Seldinger

- Kit de drainage en « OD » pour ponction et positionnement du cathéter selon la technique de Seldinger



Nephrostomy set in classical Seldinger technique

- Drainage set in "OD" for puncture and catheter placing in Seldinger technique




Pigtail-Katheter mit 2-Wegehahn, verklebt, 30 cm lang

cathéter queue de cochon à robinet 2 voies, collé, longueur 30 cm

pigtail catheter with 2-way stop cock, glued, 30 cm long

Nephrostomy set in classical Seldinger technique:



Nephrostomy set in classical Seldinger technique

Nephrostomy set in classical Seldinger technique:



- 1 2-teilige Punktionsnadel, US-Schliff, Ø 1,3 mm (17,5 G), 200 mm lang
- 2 Schüller Wechseldraht, Ø .035 inch, 90 cm lang, flexible Spitze (10 cm), rigider Schaft (40 cm), flexibles Ende, 3 mm J-gebogen
- 3 Versteifungskanüle mit Obturator
- 4 Dilatatoren, 20 cm lang
- 5 Pigtail-Katheter mit 2-Wegehahn, verklebt, 30 cm lang
- 6 Adapter, männlicher Luer-Lock, rotierend und kleiner Trichter, 10 cm lang



- 1 aiguille de ponction en 2 parties, coupe US, Ø 1,3 mm (17,5 G), longueur 200 mm
- 2 fil-guide d'échange selon Schüller, Ø .035 inch, longueur 90 cm, pointe flexible (10 cm), gaine rigide (40 cm), extrémité flexible, recourbée en-J de 3 mm
- 3 canule de raidissement avec obturateur
- 4 dilatateurs, longueur 20 cm
- 5 cathéter queue de cochon à robinet 2 voies, collé, longueur 30 cm
- 6 adaptateur, Luer-Lock mâle, rotatif, petit entonnoir, longueur 10 cm



- 1 puncture needle 2-part, US-cut, Ø 1.3 mm (17.5 G), 200 mm long
- 2 Schueller exchange wire, Ø .035 inch, 90 cm long, flexible tip (10 cm), rigid shaft (40 cm), flexible end, 3 mm J-curved
- 3 stiffening cannula with obturator
- 4 dilators, 20 cm long
- 5 pigtail catheter with 2-way stop cock, glued, 30 cm long
- 6 adapter, male Luer-Lock, rotating and small funnel, 10 cm long

Katheter cathéter catheter	Katheterlänge longueur du cathéter catheter length	Dilatator dilatateur dilator	Bestell-Nr. référence order-code	Ersatzkatheter cathéter seul single catheter
Ø / CH	cm	Ø / mm	Set	
7		6 / 8	1544-0300	1541-0300
8	30	6 / 8 / 10	1544-0500	1541-0500
9		6 / 8 / 10	1544-0700	1541-0700

Verpackungseinheit: 5 Stück
conditionnement: 5 unités
box: 5 units

OD, special nephrostomy set



OD, Spezial Nephrostomie Set

- Punktionsset zur Plazierung des Drainage-Katheters in Seldinger Technik
- Aufsteller mit Obturator



Pigtail-Katheter mit 2-Wegehahn, verklebt, 30 cm lang



OD, kit de néphrostomie spécial

- Kit de ponction pour positionnement du cathéter de drainage selon la technique de Seldinger
- Canule de raidissement avec obturateur

Pigtailaufsteller
Applicateur
Pigtail straightener



OD, special nephrostomy set


- Puncture set for drainage catheter placing with Seldinger technique
- Stiffening cannula with obturator



cathéter queue de cochon à robinet 2 voies, collé, longueur 30 cm

pigtail catheter with 2-way stop cock, glued, 30 cm long

OD, special nephrostomy set:



OD, special nephrostomy set

OD, special nephrostomy set:



- 1 2-teilige Punktionsnadel, US-Schliff, Ø 1,3 mm (17,5 G), 200 mm lang
- 2 Schüller Wechseldraht, Ø .035 inch, 100 cm lang, flexible Spitze (10 cm), rigider Schaft (40 cm), flexibles Ende, 3 mm J-gebogen
- 3 Versteifungskanüle mit Obturator
- 4 Pigtail-Katheter mit 2-Wegehahn, verklebt, 30 cm lang
- 5 Adapter, männlicher Luer-Lock, rotierend und kleiner Trichter, 10 cm lang



- 1 aiguille de ponction en 2 parties, coupe US, Ø 1,3 mm (17,5 G), longueur 200 mm
- 2 fil-guide d'échange selon Schüller, Ø .035 inch, longueur 100 cm, pointe flexible (10 cm), gaine rigide (40 cm), extrémité flexible, recourbée en-J de 3 mm
- 3 canule de raidissement avec obturateur
- 4 cathéter queue de cochon à robinet 2 voies, collé, longueur 30 cm
- 5 adaptateur, Luer-Lock mâle, rotatif, petit entonnoir, longueur 10 cm



- 1 puncture needle 2-part, US-cut, Ø 1.3 mm (17.5 G), 200 mm long
- 2 Schueller exchange wire, Ø .035 inch, 100 cm long, flexible tip (10 cm), rigid shaft (40 cm), flexible end, 3 mm J-curved
- 3 stiffening cannula with obturator
- 4 pigtail catheter with 2-way stop cock, glued, 30 cm long
- 5 adapter, male Luer-Lock, rotating and small funnel, 10 cm long

Katheter cathéter catheter	Katheterlänge longueur du cathéter catheter length	Katheteraufsteller introduction du cathéter catheter straightener	Bestell-Nr. référence order-code	Ersatzkatheter cathéter seul single catheter
Ø / CH	cm	Ø / mm	Set	
7		1,2	1545-0300	1541-0300
8	30	1,3	1545-0500	1541-0500
9		1,3	1545-0700	1541-0700

Verpackungseinheit: 5 Stück
conditionnement: 5 unités
box: 5 units

OD, direct puncture set



OD, Direktpunktions-Set

- Punktions-Set aus Soft-Polyurethan für die Direktpunktion zur externen Ableitung von Urin




OD, kit de ponction directe

- Kit de ponction en polyuréthane souple directe pour ponction précise et directe pour le drainage externe d'urine



OD, direct puncture set

- Puncture set made of soft-polyurethane for the precise direct puncture for the external drainage of urine



Pigtail-Katheter mit 2-Wegehahn, verklebt, 30 cm lang

cathéter queue de cochon à robinet 2 voies, collé, longueur 30 cm



pigtail catheter with 2-way stop cock, glued, 30 cm long

OD, direct puncture set:



- 1 2-teilige Punktionsnadel, Trokar-Schliff, 330 mm lang
- 2 Pigtail-Katheter mit 2-Wegehahn, verklebt, 30 cm lang
- 3 Adapter, männlicher Luer-Lock, rotierend und kleiner Trichter, Länge 10 cm



- 1 aiguille de ponction en 2 parties, coupe trocart, longueur 330 mm
- 2 cathéter queue de cochon à robinet 2 voies, collé, longueur 30 cm
- 3 adaptateur, Luer-Lock mâle, rotatif, petit entonnoir, longueur 10 cm



- 1 puncture needle 2-part, Trocar-cut, 330 mm long
- 2 pigtail catheter with 2-way stop cock, glued, 30 cm long
- 3 adapter, male Luer-Lock, rotating and small funnel, length 10 cm

Katheter cathéter catheter	Katheterlänge longueur du cathéter catheter length	Nadel aiguille needle	Bestell-Nr. référence order-code	Ersatzkatheter cathéter seul single catheter
Ø / CH	cm	Ø / mm / G	Set	
7		1,2 / 18,0	1504-0300	1541-0300
8	30	1,3 / 17,5	1504-0500	1541-0500
9		1,4 / 17,5	1504-0700	1541-0700

Verpackungseinheit: 5 Stück
conditionnement: 5 unités
box: 5 units



NephroLen SLIM Set

- Nephrostomie Drainage Set in NephroLen zur externen Ableitung von Urin



Pigtail-Katheter aus NephroLen, Länge 40 cm



NephroLen SLIM set

- Kit de néphrostomie pour drainage en NephroLen pour le drainage externe de l'urine

Pigtailaufsteller
Applicateur
Pigtail straightener

cathéter queue de cochon en NephroLen, longueur 40 cm



NephroLen SLIM set

- Nephrostomy drainage set in NephroLen for the external drainage of urine



pigtail catheter made of NephroLen, length 40 cm

NephroLen SLIM set:



1 2-teilig Punktionsnadel, US-Schliff, Ø 1,3 mm (17,5 G), Länge 200 mm



2 Katheterwechseldraht nach Schüller, .035 inch, Länge 90 cm, flexible Spitze (10 cm), flexibles Ende, rigider Schaft (40 cm), 3 mm J-gebogen



3 Dilatatoren, Länge 20 cm



4 Pigtail-Katheter aus NephroLen, Länge 40 cm



5 Adapter, männlicher Luer-Lock, rotierend und kleiner Trichter, Länge 10 cm

1 aiguille de ponction en 2 parties, coupe US, Ø 1,3 mm (17,5 G), longueur 200 mm

2 cathéter de remplacement de fil-guide selon Schüller, .035 inch, longueur 90 cm, pointe flexible (10 cm), extrémité flexible, gaine rigide (40 cm), recourbée en-J de 3 mm

3 dilatateurs, longueur 20 cm

4 cathéter queue de cochon en NephroLen, longueur 40 cm

5 adaptateur, Luer-Lock mâle, rotatif, petit entonnoir, longueur 10 cm

1 puncture needle 2-part, US-cut, Ø 1.3 mm (17.5 G), length 200 mm

2 exchange guide wire acc. to Schueller, .035 inch, length 90 cm, flexible tip (10 cm), flexible end, rigid shaft (40 cm), 3 mm J-curved

3 dilators, length 20 cm

4 pigtail catheter made of NephroLen, length 40 cm

5 adapter, male, rotating and small funnel, length 10 cm

Katheter cathéter catheter	Katheterlänge longueur du cathéter catheter length	Dilatator dilatateur dilator	Bestell-Nr. référence order code
Ø / CH	cm	Ø / CH	Set
7		7	1575-0250
8	40	6 / 8	1575-0350
9		7 / 9	1575-0450

Verpackungseinheit: 5 Stück
conditionnement: 5 unités
box: 5 units

OD, single catheter



OD, Einzelkatheter

- OD Drainagekatheter
- Soft-Polyurethan
- Pigtailaufsteller
- 30 cm lang
- Adaptiert auf .035 inch Führungsdraht



OD, cathéter seul

- Cathéter de drainage OD
- Polyuréthane souple
- Introducteur queue de cochon
- Longueur 30 cm
- Adapté au fil-guide de .035 inch



OD, single catheter

- OD drainage catheter
- Soft-polyurethane
- Pigtail straightener
- 30 cm length
- Adapted to .035 inch guide wire



Pigtail-Katheter

cathéter queue de cochon

pigtail catheter

Katheter cathéter catheter	Länge longueur length	Pigtail-Katheter cathéter queue de cochon pigtail catheter
Ø / CH	cm	Bestell-Nr. · référence · order code
6		1541-0100
7		1541-0300
8		1541-0500
9		1541-0700
10		1541-0800
12		1541-0900
14		1541-1000
16		1541-1100
30		

Verpackungseinheit: 10 Stück
conditionnement: 10 unités
box: 10 units

NephroLen, single catheter



NephroLen, Einzelkatheter

- NephroLen Drainagekatheter
 - Soft-Polyethylen
 - Pigtailaufsteller
 - 40 cm lang
 - Adaptiert auf .035 inch Führungsdraht



NephroLen, cathéter seul

- Cathéter de drainage NephroLen
 - Polyéthylène souple
 - Introducteur queue de cochon
 - Longueur 40 cm
 - Adapté au fil-guide de .035 inch



NephroLen, single catheter

- NephroLen drainage catheter
 - Soft-polyethylene
 - Pigtail straightener
 - 40 cm length
 - Adapted to .035 inch guide wire



2-Wege-Hahn, weiblicher Luer-Lock, männlich drehbar

robinet 2 voies, Luer-Lock femelle, rotatif mâle

2-way stop cock, female Luer-Lock, male rotating

Katheter <i>cathéter</i> <i>catheter</i>	Länge <i>longueur</i> <i>length</i>	Pigtail-Katheter <i>cathéter queue de cochon</i> <i>pigtail catheter</i>
Ø / CH	cm	Bestell-Nr. · <i>référence</i> · <i>order code</i>
6		1561-0100
7		1561-0300
8	40	1561-0500
9		1561-0700

Verpackungseinheit: 10 Stück
conditionnement: 10 unités
box: 10 units



Pädiatrie

- Opti-J, UreterschienenSet
- OptiSoft, pädiatrisches Ureterschienen Set
- VarioTip Premium Ureterkatheter
- Pädiatrisches Nephrostomie-Set „Fulda B“




Pédiatrie

- *Opti-J, kit stent urétéral*
- *OptiSoft, kit stent urétéral pour pédiatrie*
- *Cathéter urétéral VarioTip premium*
- *Kit de néphrostomie « Fulda-B » pour pédiatrie*




Pediatrics

- *Opti-J, ureteral stent set*
- *OptiSoft, pediatric ureteral stent set*
- *VarioTip premium ureteral catheter*
- *Pediatric nephrostomy set "Fulda B"*



pediatrics



Opti-J, ureteral stent set



Opti-J, Ureterschienen Set

2 in 1

- Das Opti-J Ureterschienen Set ermöglicht einen Gebrauch als steuerbare oder nicht steuerbare Ureterschiene
- Opti-J Ureterschienen werden aus einem röntgendichten Soft-Polyurethan hergestellt



Opti-J, kit stent urétéral

2 en 1

- Le kit stent urétéral Opti-J permet une application comme stent urétéral orientable ou comme stent urétéral avec poussoir
- Les stents urétraux Opti-J sont en polyuréthane souple radio-opaque




Opti-J, ureteral stent set

2 in 1

- The Opti-J ureteral stent set enables use as a steerable or non-steerable device
- Opti-J ureteral stents are made of radio-paque soft-polyurethane

material properties long term steerable




assembliertes System


système connecté

assembled system

Ureteral stent set open distal end



Ureteral stent set closed distal end



Opti-J, ureteral stent set

Ureteral stent set open distal end



- A1 Ureterschiene, distales Ende offen
- A2 steuerbares Applikationsbesteck oder Schieber, 40 cm lang
- A3 Führungsdraht, PTFE-beschichtet, flexible Spitze, feste Seele, HD (Heavy Duty)



- A1 stent urétéral, extrémité distale ouverte
- A2 applicateur orientable ou pousoir, longueur 40 cm
- A3 fil-guide, revêtu de PTFE, pointe flexible, corps fixe, HD (très grande robustesse)



- A1 ureteral stent, open distal end
- A2 steerable application device or pusher, 40 cm long
- A3 guide wire, PTFE coated, flexible tip, fixed core, HD (Heavy Duty)

Ureteral stent set closed distal end



- B1 Ureterschiene, distales Ende geschlossen, Tiemann
- B2 steuerbares Applikationsbesteck oder Schieber, 40 cm lang
- B3 Führungsdraht, PTFE-beschichtet, flexible Spitze, bewegliche Seele
- B4 Tuohy-Borst Adapter




- B1 stent urétéral, extrémité distale fermée, Tiemann
- B2 applicateur orientable ou pousoir, longueur 40 cm
- B3 fil-guide, revêtu de PTFE, pointe flexible, corps mobile
- B4 adaptateur Tuohy-Borst



- B1 ureteral stent, distal end closed, Tiemann
- B2 steerable application device or pusher, 40 cm long
- B3 guide wire, PTFE coated, flexible tip, movable core
- B4 Tuohy-Borst adapter

	Länge longeur length		FD	Ureterschienen-Set mit Führungsdraht kit stent urétéral avec fil-guide ureteral stent set with guide wire	Ureterschienen-Set mit Führungsdraht kit stent urétéral avec fil-guide ureteral stent set with guide wire
	- cm -		FG GW	Führungsdraht: feste Seele, HD fil-guide: corps fixe, HD guide wire: fixed core, HD	Führungsdraht: bewegliche Seele fil-guide: corps mobile guide wire: movable core
CH	A	B	Ø / inch	Set	
4,5	18	14	.032	8200-0200*	8100-0200*
	20	16		8200-0300*	8100-0300*
	22	18		8200-0400*	8100-0400*
Länge Führungsdraht / longueur du fil-guide / length guide wire				150 cm	125 cm



* Lieferzeit auf Anfrage
* délai de livraison sur demande
* delivery time upon request

Verpackungseinheit: 5 Stück
conditionnement: 5 unités
box: 5 units

OptiSoft, pediatric ureteral stent set



OptiSoft, pädiatrisches Ureterschienen Set

- Extra kurze Ureterschiene speziell angepasst für die Anatomie von Neugeborenen und Kleinkindern
- Die Ureterschiene besteht aus Soft-Polyurethan und das Set enthält sowohl Führungsdrähte als auch Schieber



OptiSoft, kit stent uréteral pour pédiatrie

- Stent uréteral extra-court adapté spécialement à l'anatomie des nouveau-nés et des jeunes enfants
- Le stent uréteral est en polyuréthane souple et le kit comprend un fil-guide et un pousoir




OptiSoft, pediatric ureteral stent set

- Extra short ureteral stent specially adapted to the anatomy of neo-natais and infants
- Ureteral stent is made of soft-polyurethane and the set includes guide wire and pusher

material properties

long term

Ureteral stent set



1 Ureterschiene

2 Führungsdräht, PTFE-beschichtet, flexible Spitze, feste Seele
3 Schieber, 30 cm

1 stent uréteral

2 fil-guide, revêtu de PTFE, pointe flexible, corps fixe
3 pousoir, 30 cm


1 ureteral stent

2 guide wire, PTFE coated, flexible tip, fixed core, HD
3 pusher, 30 cm

	Länge longueur length - cm -		FD FG GW	Ureterschienen-Set mit Führungsdraht kit stent uréteral avec fil-guide ureteral stent set with guide wire	Ureterschienen-Set mit Führungsdraht kit stent uréteral avec fil-guide ureteral stent set with guide wire
CH	A	B	Ø / inch	Set	Set
3	10	8	.021	3001-1010*	3001-0010
	12	10		3001-1020*	3001-0020
	14	12		3001-1030*	3001-0030
	16	14		3001-1040*	3001-0040
	18	16		3001-1050*	
	20	18		3001-1060*	
	22	20		3001-1070*	
4	10	8	.025	3001-1100*	3001-0100*
	12	10		3001-1200	3001-0200*
	14	12		3001-1300*	3001-0300*
	16	14		3001-1400	3001-0400*

Führungsdrähtlänge / Longueur du fil-guide / Length guide wire

100 cm



* Lieferzeit auf Anfrage
* délai de livraison sur demande
* delivery time upon request

Verpackungseinheit: 5 Stück
conditionnement: 5 unités
box: 5 units

VarioTip Premium ureteral catheter



VarioTip Premium Ureter-katheter

- Der Ureterkatheter besteht aus Nylon, mit gewobenem Schaft und einer extrem röntgendichten Katheterspitze aus Tungsten (Wolfram). Dies ermöglicht eine ausgezeichnete Steuerbarkeit und optimale Drehstabilität



Cathéter urétéral VarioTip Premium

- Le cathéter urétéral est fait en Nylon avec une gaine tissée et l'extrémité d'une excellente radio-opacité est en tungstène (Wolfram) pour une parfaite maniabilité et torsion



VarioTip Premium ureteral catheter

- Ureteral catheter is made of nylon with a woven catheter shaft and a radiopaque tungsten tip with excellent torque-control



VarioTip Premium Ureterkatheter mit Stilett, gebogen, offen

Graduierung in 1 cm Schritten
graduation par pas de 1 cm
graduation in 1 cm increments

röntgendifichte Katheterspitze
pointe radio-opaque
radiopaque tip

cathéter urétéral VarioTip Premium avec stylet, recourbé, ouvert

VarioTip Premium ureteral catheter with stylet, curved, open

Zuspritzadapter

adapter pour produit de contraste

contrast medium adapter



	Länge longueur length	adaptiert auf Führungsdraht adapté au fil-guide adapted to guide wire	Seitenaugen orifices latéraux side holes	gebogen, offen recourbé, ouvert curved, open
CH	cm	inch		Bestell-Nr. · référence · order code
3	70	.025	0	3333-0120

Verpackungseinheit: 10 Stück
conditionnement: 10 unités
box: 10 units

pediatric nephrostomy set "Fulda B"



Pädiatrisches Nephrostomie-Set „Fulda B“

- Speziell für die Pädiatrie entwickeltes Drainage-Set in „Soft-Polyurethan“ mit knickresistenter Katheterverstärkung



Kit de néphrostomie « Fulda B » pour pédiatrie

- Spécialement développé pour la pédiatrie, le kit de drainage conçu, en polyuréthane souple, est équipé d'un catheter renforcé, résistant à la plicature



Pediatric nephrostomy set "Fulda B"

- Drainage catheter set in "soft-polyurethane" with kink resistant catheter reinforcement specially developed for pediatrics




Pigtail-Katheter, 30 cm lang

cathéter queue de cochon, longueur 30 cm

pigtail catheter, 30 cm long

Pediatric nephrostomy set "Fulda B":



pediatric nephrostomy set "Fulda B"

Pediatric nephrostomy set "Fulda B":

-  1 2-teilige Punktionsnadel, US-Schliff, Ø 0,95 mm, 90 mm lang
 2 Lunderquist Wechseldraht, Ø .025 inch, 70 cm lang, flexible Spitze, rigider Schaft, 1,5 mm J-gebogen
 3 Dilatator, 20 cm lang
 4 Pigtail-Katheter, 30 cm lang
 5 Adapter, männlicher Luer-Lock, rotierend und kleiner Trichter, 10 cm lang

-  1 aiguille de ponction en 2 parties, pointe US, Ø 0,95 mm, longueur 90 mm
 2 fil-guide d'échange selon Lunderquist, Ø .025 inch, longueur 70 cm, pointe flexible, tige rigide, crosse de 1,5 mm
 3 dilatateur, longueur 20 cm
 4 cathéter queue de cochon, longueur 30 cm
 5 adaptateur, Luer-Lock mâle, rotatif, petit entonnoir, longueur 10 cm

-  1 puncture needle 2-part, US-cut, Ø 0.95 mm, 90 mm long
 2 Lunderquist exchange wire, Ø .025 inch, 70 cm long, flexible tip, rigid shaft, 1.5 mm J-curved
 3 dilator, 20 cm long
 4 pigtail catheter, 30 cm long
 5 adapter, male Luer-Lock, rotating and small funnel, 10 cm long

Katheter cathéter catheter	Katheter Länge <i>longueur du cathéter</i> <i>catheter length</i>	Katheter- verstärkung <i>renfort du cathéter</i> <i>catheter reinforcement</i>	Katheterverstärkung Länge <i>renfort du cathéter</i> <i>longueur</i> <i>catheter reinforcement length</i>	Dilatator <i>dilatateur</i> <i>dilator</i>	Bestell-Nr. Set <i>référence kit</i> <i>order code set</i>	Bestell-Nr. Ersatzkatheter <i>référence - cathéter seul</i> <i>order code - single catheter</i>
Ø / CH	cm	Ø / CH	cm	Ø / CH		
4,5	30	8	15	5	1590-0124	-
6		10		6	1590-0122	1591-0121

Verpackungseinheit: 5 Stück
 conditionnement: 5 unités
 box: 5 units

accessories



Zubehör

- Initialpunktnadeln
- Chiba Nadeln
- Hydra „black“ Führungsdrähte
- PTFE-beschichtete Führungsdrähte
- Katheterwechseldraht nach Lunderquist
- Katheterwechseldraht nach Schüller
- Katheterwechseldraht für die Litholapaxie
- Dilatatoren
- Harnleiter-Dilatations-Set
- Splitschleusen
- Adapter
- Katheterverbinder




Accessoires

- Aiguilles pour ponction initiale
- Aiguilles de Chiba
- Fil-guides Hydra « black »
- Fils-guides revêtus de PTFE
- Fil-guide d'échange selon Lunderquist
- Fil-guide d'échange selon Schüller
- Fil-guide d'échange pour la Litholapaxie
- Dilatateurs
- Kit de dilatation de l'uretère
- Gaines pelables
- Adaptateur
- Connecteurs pour cathéters




Accessories

- Initial puncture needles
- Chiba needles
- Hydra "black" guide wires
- PTFE coated guide wires
- Exchange guide wire acc. to Lunderquist
- Exchange guide wire acc. to Schueller
- Exchange guide wire for Litholapaxy
- Dilators
- Ureteral dilator set
- Splitsheaths
- Adapter
- Catheter connectors



accessories



initial puncture needles



Initialpunktnadeln

- Zur perkutanen Anwendung und in Seldinger Technik, wenn ein .035 / .038 inch Führungsdraht eingeführt werden soll
- Zentimetergraduierung und Kanülenreiter ermöglichen präzises Positionieren



Aiguilles pour ponction initiale

- Pour application percutanée selon la technique de Seldinger si un fil-guide de .035 / .038 inch doit être inséré
- Graduation en centimètres et butée permettant un positionnement précis



Initial puncture needles

- For Seldinger technique and percutaneous applications where an .035 / .038 inch guide wire is to be introduced
- CM-markers and needle stop enable precise placement



2-teilige Initialpunktnadel, Trokar

aiguille en 2 parties pour ponction initiale, pointe trocart

2-part initial puncture needle, Trocar



• Modifizierte Nadelspitzen-Geometrie

- Géométrie modifiée de la pointe de l'aiguille

- Modified needle-tip geometry



2-teilige Initialpunktnadel, US-Schliff

aiguille en 2 parties pour ponction initiale, pointe US

2-part initial puncture needle, US-cut



Durchmesser diamètre diameter	Länge longueur length	-teilig -partie -part	Trokar - Bestell-Nr. pointe trocart - référence Trocar - order code	US-Schliff - Bestell-Nr. pointe US - référence US-cut - order code
mm	G	mm		
1,3	17,5	200	2	1402-0200
1,3	17,5	200	3	1403-0200 1403-1200

Verpackungseinheit: 10 Stück
conditionnement: 10 unités
box: 10 units



Chiba Nadeln

- Allgemeine Anwendung für die atraumatische Punktions des Nierenbeckens
- Zentimetergraduierung und Kanülenreiter ermöglichen präzises Positionieren



Aiguilles de Chiba

- Utilisation générale pour ponction atraumatique du pelvis rénal
- Graduation en centimètres et butée permettant un positionnement précis



Chiba needles

- Commonly used for atraumatic puncture of the renal pelvis
- CM-markers and needle stop enable precise placement



Chiba Nadel, Schrägschliff

aiguille de Chiba, pointe biseautée

Chiba needle, bevel-edged



- Modifizierte Nadelspitzen-Geometrie

- Géométrie modifiée de la pointe de l'aiguille

- Modified needle-tip geometry



Chiba Nadel, US-Schliff

aiguille de Chiba, coupe US

Chiba needle, US-cut



Durchmesser diamètre diameter	Länge longueur length	Chiba-Nadel Schrägschliff aiguille de Chiba coupe biseautée Chiba needle bevel-edged	Chiba-Nadel US-Schliff aiguille de Chiba coupe US Chiba needle US-cut
mm	G	mm	
0,7	22	90	1411-1090
		150	1411-1150
		220	1411-1220
			1413-1090
			1413-1150
			1413-1220

Verpackungseinheit: 10 Stück
conditionnement: 10 unités
box: 10 units

hydra "black" guide wires



Hydra „black“ Führungsdrähte

- Hydrophil beschichteter Nitinol Führungsdräht mit ausgezeichneten Gleiteigenschaften
- Hervorragende Röntgensichtbarkeit
- Flexible Spitze in gerader und gebogener Ausführung




Fil-guides Hydra « black »

- Fil-guide hydrophile revêtus de Nitinol avec glissant parfaitement
- Excellente radio-opacité
- Pointe flexible droite et courbée




Hydra "black" guide wires

- Hydrophilic coated nitinol guide wire for enhanced lubricity
- Excellent radiopacity
- Flexible tip in straight and angled configuration




Hydra „black“ – gerade
Hydra « black » – droit
Hydra "black" – straight

3 cm flexible Spitze
pointe flexible de 3 cm
3 cm flexible tip




Durchmesser <i>diamètre</i> <i>diameter</i>	Länge <i>longueur</i> <i>length</i>	Bestell-Nr. <i>référence</i> <i>order code</i>
inch	cm	
.032	150	1032-0015
.035	150	1035-0015

Verpackungseinheit: 5 Stück
conditionnement: 5 unités
box: 5 units



Hydra „black“ – gebogen
Hydra « black » courbé
Hydra "black" – angled

3 cm flexible Spitze
pointe flexible de 3 cm
3 cm flexible tip



Durchmesser <i>diamètre</i> <i>diameter</i>	Länge <i>longueur</i> <i>length</i>	Bestell-Nr. <i>référence</i> <i>order code</i>
inch	cm	
.035	150	1035-0515
.038	150	1038-0515


Verpackungseinheit: 5 Stück
conditionnement: 5 unités
box: 5 units

PTFE coated guide wires



PTFE-beschichtete Führungsdrähte

- Mit fester Seele




- Avec corps fixe




Fils-guides revêtus de PTFE

- With fixed core



- Avec corps mobile

- With movable core



- Avec corps mobile

- With movable core

Durchmesser <i>diamètre</i> <i>diameter</i>	Länge <i>longueur</i> <i>length</i>	gerade <i>droit</i> <i>straight</i>	1,5 mm J-gebogen 1,5 mm courbé en-J 1,5 mm J-curved	3 mm J-gebogen 3 mm courbé en-J 3 mm J-curved	gerade <i>droit</i> <i>straight</i>	3 mm J-gebogen 3 mm courbé en-J 3 mm J-curved
feste Seele · <i>âme fixe</i> · <i>fixed core</i>						bewegliche Seele · <i>âme mobile</i> · <i>movable core</i>
inch	cm				Bestell-Nr. · <i>référence</i> · <i>order code</i>	
.025	150	1103-0120		1103-0320		
.032	150	1105-0120*				
.035	80			1106-0290		
	100	1106-0100		1106-0300		
	125	1106-0110				1106-1310
	150	1106-0120	1106-0220	1106-0320	1106-1120	1106-1320
	180	1106-0130		1106-0330		
	260	1106-0160*		1106-0360		
.038	80	1107-0080				
	150	1107-0120		1107-0320	1107-1120*	1107-1320

* Lieferzeit auf Anfrage

* délai de livraison sur demande

* delivery time upon request

Verpackungseinheit: 10 Stück

conditionnement: 10 unités

box: 10 units

PTFE coated guide wires



PTFE-beschichtete
Führungsdrähte



Fils-guides revêtus de PTFE




PTFE coated guide wires

- HD (Heavy Duty), feste Seele

- HD (très grande robustesse), corps fixe



- HD (Heavy Duty), fixed core



- Amplatz, super steif, feste Seele

- Amplatz, super rigide, corps fixe

- Amplatz, super stiff, fixed core



Durchmesser <i>diamètre</i> <i>diameter</i>	Länge <i>longueur</i> <i>length</i>	gerade <i>droit</i> <i>straight</i>	gerade <i>droit</i> <i>straight</i>	J-gebogen <i>courbé en-J</i> <i>J-curved</i>
		HD (Heavy Duty)	Amplatz	
inch	cm	Bestell-Nr. · <i>référence</i> · <i>order code</i>		
.035	150	1106-0125	1106-3120	
	180		1106-3130	
	260			1106-3160

Verpackungseinheit: 10 Stück
conditionnement: 10 unités
box: 10 units

exchange guide wire acc. to Lunderquist



Katheterwechseldraht nach
Lunderquist



*Fil-guide d'échange selon
Lunderquist*



*Exchange guide wire acc. to
Lunderquist*



Katheterwechseldraht gerade, rigider Schaft, flexible Spitze (10 cm)

fil-guide d'échange, tige rigide, pointe flexible (10 cm)

exchange guide wire straight, rigid shaft, flexible tip (10 cm)



Katheterwechseldraht, rigider Schaft, flexible Spitze (10 cm), 3 mm J-gebogen

fil-guide d'échange, tige rigide, pointe flexible (10 cm), courbé en-J de 3 mm

exchange guide wire, rigid shaft, flexible tip (10 cm), 3 mm J-curved



Katheterwechseldraht, rigider Schaft, flexible Spitze, 30° J-gebogen

fil-guide d'échange, tige rigide, courbé en-J à 30°

exchange guide wire, rigid shaft, flexible tip, 30° J-curved

Durchmesser <i>diamètre</i> <i>diameter</i>	Länge <i>longueur</i> <i>length</i>	gerade <i>droit</i> <i>straight</i>	J-gebogen <i>courbé en-J</i> <i>J-curved</i>	30° J-gebogen <i>courbé en-J à 30°</i> <i>30° J-curved</i>
inch	cm	Bestell-Nr. · <i>référence</i> · <i>order code</i>		
.025	100		1133-0300	
.035	90	1135-0090	1135-0290	
	100		1135-0300	1135-0301
	150	1135-0120	1135-0320	

Verpackungseinheit: 10 Stück
conditionnement: 10 unités
box: 10 units

Exchange guide wire acc. to Schüller



Katheterwechseldraht nach
Schüller



Fil-guide d'échange selon
Schüller



Exchange guide wire acc. to
Schueller



Katheterwechseldraht gerade, flexibles Ende, rigider Schaft (40 cm), flexible Spitze (10 cm)

fil-guide d'échange droit, extrémité flexible, tige rigide (40 cm), pointe flexible (10 cm)

exchange guide wire straight, flexible end, rigid shaft (40 cm), flexible tip (10 cm)



Katheterwechseldraht, flexibles Ende, rigider Schaft, (40 cm), flexible Spitze (10 cm), 3 mm J-gebogen

fil-guide d'échange, extrémité flexible, tige rigide (40 cm), pointe flexible (10 cm), courbé en-J de 3 mm

exchange guide wire J-curved, flexible tip, rigid shaft (40 cm), flexible tip (10 cm), 3 mm J-curved

Durchmesser <i>diamètre</i> <i>diameter</i>	Länge <i>longueur</i> <i>length</i>	gerade <i>droit</i> <i>straight</i>	J-gebogen <i>courbé en-J</i> <i>J-curved</i>
inch	cm	Bestell-Nr. · <i>référence</i> · <i>order code</i>	
.035	90		1135-1290
.035	100	1135-1100	1135-1300

Verpackungseinheit: 10 Stück
conditionnement: 10 unités
box: 10 units

Exchange guide wire for Litholapaxy



Katheterwechseldraht für die
Litholapaxie



Fil-guide d'échange pour la
Litholapaxie




Exchange guide wire for
Litholapaxy



Katheterwechseldraht gerade, rigider Schaft, kurze
flexible Spitze (5 cm)

fil-guide d'échange droit, tige rigide, pointe flexible courte
(5 cm)

exchange guide wire straight, rigid shaft, short flexible
tip (5 cm)



Katheterwechseldraht, rigider Schaft, kurze flexible Spitze
(5 cm), 1,5 mm J-gebogen

fil-guide d'échange, tige rigide, pointe flexible courte
(5 cm), courbé en-J de 1,5 mm

exchange guide wire, rigid shaft, short flexible tip (5 cm),
1.5 mm J-curved

Durchmesser <i>diamètre</i> <i>diameter</i>	Länge <i>longueur</i> <i>length</i>	gerade <i>droit</i> <i>straight</i>	J-gebogen <i>courbé en-J</i> <i>J-curved</i>
inch	cm	Bestell-Nr. · <i>référence</i> · <i>order code</i>	
.035	80		1136-1281
.035	90	1136-1090	1136-1290
.035	100		1136-1300

Verpackungseinheit: 10 Stück
conditionnement: 10 unités
box: 10 units



Dilatatoren

- Dilatatoren zur Erweiterung des perkutanen Zugangs
- Weiblicher Luer-Lock Anschluss
- Adaptiert auf .035 / .038 inch Führungsdraht
- Länge: 20 cm




Dilatateurs

- Pour dilatation de la voie d'abord percutanée
- Raccord Luer-Lock femelle
- Adapté aux fils-guides de .035 / .038 inch
- Longueur: 20 cm



Dilators

- For dilatation of the percutaneous track
- Female Luer-Lock hub
- Adapted to .035 / .038 inch guide wire
- Length: 20 cm



Dilatators

dilatateurs

dilators

	adaptiert auf Führungsdräht adapté au fil-guide adapted to guide wire	Material matériel material	Bestell-Nr. référence order code
CH	inch		20 cm
4	.035		1230-0101
5	.035		1230-0200
6			1230-0300
7			1230-0400
8			1230-0500
9			1230-0600
10			1230-0700
12			1230-0800
14			1230-0900
16			1230-1000
18			1230-1100

flourinated ethylene propylene

Verpackungseinheit: 10 Stück
conditionnement: 10 unités
box: 10 units



Harnleiter-Dilatations-Set

- Dilatatoren aus Soft-Polyethylen
- 70 cm lang
- Adaptiert auf .035 inch Führungsdräht
- Luer-Lock Anschluss zur Kontrastmittelgabe



Kit de dilatation de l'uretère

- Kit de dilatation de l'uretère en polyéthylène souple
- Longueur 70 cm
- Adapté au fil-guide de .035 inch
- Raccord Luer-Lock pour injection de produit de contraste



Ureteral dilator set

- Dilators, made of soft-polyethylene
- 70 cm long
- Adapted to .035 inch guide wire
- Luer-Lock adapted for contrast media injection

PTFE-beschichteter Führungsdräht, gerade, flexible Spitze, feste Seele, Ø .035 inch, 200 cm lang

fil-guide, revêtu de PTFE, droit, pointe flexible, corps fixe, Ø .035 inch, longueur 200 cm

PTFE-coated guide wire, straight, flexible tip, fixed core, Ø .035 inch, 200 cm long



Dilatator dilatateur dilator	Länge longueur length	Material matériel material	PTFE Führungsdräht fil-guide, revêtu de PTFE PTFE-coated guide wire	Bestell-Nr. référence order-code
CH	cm			
5			200 cm / Ø .035 inch flexible Spitze, feste Seele	
6			Ø .035 inch, longueur 200 cm, droit, pointe flexible, corps fixe	
8			Ø .035 inch, 200 cm long, straight, flexible tip, fixed core	
10				3201-3000
12				
14				

Verpackungseinheit: 10 Stück
conditionnement: 10 unités
box: 10 units



Splitschleusen

- Splitschleusen mit Dilatator zur perkutanen Einbringung von Drainagekathetern in Seldinger Technik
- Weiblicher Luer-Lock Anschluß
- Röntgensichtbarkeit



Gaines pelables

- Gaine pelable avec dilatateur pour mise en place de cathéters de drainage selon la technique de Seldinger
- Raccord Luer-Lock femelle
- Radio-opacité



Splitsheaths

- Splitsheath with dilator for percutaneous placement of drainage catheters in Seldinger technique
- Female Luer-Lock
- Radiopaque visibility



Splitschleuse mit Dilatator, Führungsdräht .035 inch / .038 inch

gaine pelable avec dilatateur, fil-guide .035 inch / .038 inch

splitsheath with dilator, guide wire .035 inch / .038 inch

Ø	Dilatatorlänge dilatateur longueur dilator length	Schleusenlänge introducteur longueur sheath length	Führungsdräht fil-guide guide wire	Bestell-Nr. référence order code
CH	cm	cm	Ø / inch	
5				1235-0200
7				1235-0400
8				1235-0500
9				1235-0600
10				1235-0700
12				1235-0901
14				1235-1101
16				1235-1301
		17	.035 / .038	
	20	18		

Verpackungseinheit: 10 Stück
conditionnement: 10 unités
box: 10 units



Adapter

- Zur Verbindung zwischen dem Luer-Lock Anschluss eines Drainage Katheters und dem kegelförmigen Anschluss der gebräuchlichsten Urinbeutel
- Rotierender Adapter verhindert Verdrehen und Abknicken des Schlauchs



Adaptateur

- Pour raccordement du Luer-Lock d'un cathéter de drainage au raccord conique de la poche d'urine la plus courante
- L'adaptateur rotatif empêche le tuyau de se tordre et de se déformer



Adapter

- Provides the connection between the Luer-Lock hub of a drainage catheter and the tapered cone adapter of the most commonly used urine bags
- The self-rotating adapter prevents twisting and kinking of the tube



männlicher Luer-Lock, rotierend und kleiner Trichter

Luer-Lock mâle rotatif et petit entonnoir

male Luer-Lock, rotating and small funnel



männlicher Luer-Lock, rotierend und großer Trichter

Luer-Lock mâle rotatif et grand entonnoir

male Luer-Lock, rotating and large funnel

Adapter adaptateur adapter	Länge longueur length	Bestell-Nr. référence order code
	cm	
Männlicher Luer-Lock, rotierend und kleiner Trichter Luer-Lock mâle rotatif et petit entonnoir Male Luer-Lock, rotating and small funnel	5	3401-0900
	10	3401-0910
	15	3401-0920
	25	3401-0930
Männlicher Luer-Lock, rotierend und großer Trichter Luer-Lock mâle rotatif et grand entonnoir Male Luer-Lock, rotating and large funnel	10	3401-0800

Verpackungseinheit: 10 Stück
conditionnement: 10 unités
box: 10 units

catheter connectors



Katheterverbinder



Connecteurs pour cathéters



Catheter connectors



weiblicher Luer-Lock

Luer-Lock femelle

female Luer-Lock



kleiner Trichter

petit entonnoir

small funnel

Adapter adaptateur adapter	Länge longueur length	Bestell-Nr. référence order code
	cm	
weiblicher Luer-Lock Luer-Lock femelle female Luer-Lock	-	3402-0200
kleiner Trichter petit entonnoir small funnel	10	3402-0600

Verpackungseinheit: 10 Stück
conditionnement: 10 unités
box: 10 units



Adapter	85	<i>Adaptateur</i>	85	<i>Adapter</i>	85
CarboSoft, Ureterschienen Set	38	<i>Aiguilles de Chiba</i>	75	<i>CarboSoft, ureteral stent set</i>	38
Chiba Nadeln	75	<i>Aiguilles pour ponction initiale</i>	74	<i>Catheter connectors</i>	86
Dilatatoren	82	<i>CarboSoft, kit stent urétéal</i>	38	<i>Chiba needles</i>	75
EQUADUS-Spitzenloses Nitinol Steinfangkörbchen	46	<i>Cathéter urétéral VarioTip</i>	43	<i>Dilators</i>	82
Harnleiter-Dilatations-Set	83	<i>Cathéter urétéral VarioTip Premium</i>	42,69	<i>EQUADUS - tipless nitinol stone basket</i>	46
Hydra „black“ Führungsdrähte	76	<i>Connecteurs pour cathétér</i>	86	<i>Exchange guide wire for Litholapaxy</i>	81
Initialpunktnadeln	74	<i>Dilatateurs</i>	82	<i>Exchange guide wire acc. to Lunderquist</i>	79
Katheterverbinder	86	<i>EQUADUS-extracteur de calculs en Nitinol sans pointe</i>	46	<i>Exchange guide wire acc. to Schueler</i>	80
Katheterwechseldraht für die Litholapaxie	81	<i>Extracteur de calculs universelle Nitinol, hélicoïdal</i>	49	<i>Hydra „black“ guide wires</i>	76
Katheterwechseldraht nach Lunderquist	79	<i>Extracteur de calculs universelle Nitinol, parallèle</i>	48	<i>Initial puncture needles</i>	74
Katheterwechseldraht nach Schüller	80	<i>Fil-guide d'échange pour la Litholapaxie</i>	81	<i>NephroLen, single catheter</i>	63
NephroLen, Einzelkatheter	63	<i>Fil-guide d'échange selon Lunderquist</i>	79	<i>NephroLen SLIM set</i>	61
NephroLen SLIM Set	61	<i>Fil-guide d'échange selon Schüller</i>	80	<i>Nephrostomy set in classical Seldinger technique</i>	56
Nephrostomie Set in klassischer Seldinger Technik	56	<i>Fil-guides Hydra « black »</i>	76	<i>OD, direct puncture set</i>	60
OD, Direktpunktion-Set	60	<i>Fils-guides revêtus de PTFE</i>	77	<i>OD, single catheter</i>	62
OD, Einzelkatheter	62	<i>Gaines pelables</i>	84	<i>OD, special nephrostomy set</i>	58
OD, Spezial Nephrostomie Set	58	<i>Kit de dilatation de l'uretère</i>	83	<i>Opti-J, ureteral stent set</i>	66
Opti-J, Ureterschienen Set	66	<i>Kit de néphrostomie « Fulda B » pour pédiatrie</i>	70	<i>Opti-J, ureteral stent set</i>	36
Opti-J, Ureterschienen Set	36	<i>Kit de néphrostomie selon la technique classique de S.</i>	56	<i>OptiPur, Mono-J set, endoprosthesis</i>	34
OptiPur, Mono-J Set, Endoprothese	34	<i>NephroLen, cathéter seul</i>	63	<i>OptiPur, steerable ureteral stent set "optimatic"</i>	30
OptiPur, steuerbares Ureterschienen Set „Dirigent“	30	<i>NephroLen SLIM set</i>	61	<i>OptiPur, steerable ureteral stent set "optimatic",</i>	32
OptiPur, steuerbares Ureterschienen Set „Dirigent“,	32	<i>OD, cathéter seul</i>	62	<i>multilength</i>	
Multilength		<i>OD, kit de néphrostomie spécial</i>	58	<i>OptiPur, ureteral stent set</i>	26
OptiPur, Ureterschienen Set	26	<i>OD, kit de ponction directe</i>	60	<i>OptiPur, ureteral stent set, multilength</i>	28
OptiPur, Ureterschienen Set, Multilength	28	<i>Opti-J, kit stent urétéal</i>	66	<i>OptiSoft, Ex-stent tumor ureteral stent set</i>	20
OptiSoft Ex-Stent Tumor-Ureterschienen Set	20	<i>Opti-J, kit stent urétéal</i>	36	<i>OptiSoft, Ex-stent tumor ureteral stent set "optimatic"</i>	22
OptiSoft Ex-Stent Tumor-Ureterschienen Set „Dirigent“	22	<i>OptiPur, kit Mono-J, endoprothèse</i>	34	<i>OptiSoft, Mono-J set, endoprosthesis</i>	24
OptiSoft, Mono-J Set, Endoprothese	24	<i>OptiPur, kit stent urétéal</i>	26	<i>OptiSoft, pediatric ureteral stent set</i>	68
OptiSoft, pädiatrisches Ureterschienen Set	68	<i>OptiPur, kit stent urétéal, multilength</i>	28	<i>OptiSoft, renal transplantation ureteral stent set</i>	18
OptiSoft, renales Transplantations-Ureterschienen Set	18	<i>OptiPur, kit stent urétéal orientable « optimatic »</i>	30	<i>OptiSoft, steerable ureteral stent set "optimatic"</i>	14
OptiSoft, steuerbares Ureterschienen Set „Dirigent“	14	<i>OptiPur, kit stent urétéal orientable « optimatic »,</i>	32	<i>OptiSoft, steerable ureteral stent set "optimatic",</i>	16
OptiSoft, steuerbares Ureterschienen Set „Dirigent“,	16	<i>multilength</i>		<i>multilength</i>	
Multilength		<i>OptiSoft, kit Mono-J, endoprothèse</i>	24	<i>OptiSoft, ureteral stent set</i>	10
OptiSoft, Ureterschienen Set	10	<i>OptiSoft, kit stent urétéal</i>	10	<i>OptiSoft, ureteral stent set, multilength</i>	12
OptiSoft, Ureterschienen Set, Multilength	12	<i>OptiSoft, kit stent urétéal, multilength</i>	12	<i>Pediatric nephrostomy set "Fulda B"</i>	70
Pädiatrisches Nephrostomie-Set „Fulda B“	70	<i>OptiSoft, kit stent urétéal orientable « optimatic »</i>	14	<i>PTFE coated guide wires</i>	77
PTFE-beschichtete Führungsdrähte	77	<i>OptiSoft, kit stent urétéal orientable « optimatic »,</i>	16	<i>SILARO set</i>	52
SILARO Set	52	<i>multilength</i>		<i>SILARO exchange set</i>	54
SILARO Wechsel-Set	54	<i>OptiSoft, kit stent urétéal pour pédiatrie</i>	68	<i>SILARO single catheter</i>	55
SILARO Einzelkatheter	55	<i>OptiSoft, kit stent urétéal pour transplantation rénale</i>	18	<i>Splitsheaths</i>	84
Splitschleusen	84	<i>OptiSoft, kit tumeur Ex-stent urétéal</i>	20	<i>Universal nitinol stone basket, helical</i>	49
Universelles Nitinol Steinfangkörbchen, helikal	49	<i>OptiSoft, kit tumeur Ex-stent urétéal « optimatic »</i>	22	<i>Universal nitinol stone basket, parallel</i>	48
Universelles Nitinol Steinfangkörbchen, parallel	48	<i>SILARO set</i>	52	<i>Ureteral dilator set</i>	83
VarioTip Premium Ureterkatheter	42,69	<i>SILARO kit d'échange</i>	54	<i>VarioTip Premium ureteral catheter</i>	42,69
VarioTip Ureterkatheter	43	<i>SILARO cathéter seul</i>	55	<i>VarioTip ureteral catheter</i>	43

order codes



1032-	Hydra „black“ Führungsdrähte / <i>Fil-guides Hydra « black » / Hydra "black" guide wires</i>	76
1035-	Hydra „black“ Führungsdrähte / <i>Fil-guides Hydra « black » / Hydra "black" guide wires</i>	76
1038-	Hydra „black“ Führungsdrähte / <i>Fil-guides Hydra « black » / Hydra "black" guide wires</i>	76
1103-	PTFE-beschichtete Führungsdrähte / <i>Fils-guides revêtus de PTFE / PTFE coated guide wires</i>	77
1105-	PTFE-beschichtete Führungsdrähte / <i>Fils-guides revêtus de PTFE / PTFE coated guide wires</i>	77
1106-	PTFE-beschichtete Führungsdrähte / <i>Fils-guides revêtus de PTFE / PTFE coated guide wires</i>	77,78
1107-	PTFE-beschichtete Führungsdrähte / <i>Fils-guides revêtus de PTFE / PTFE coated guide wires</i>	77
1133-	Katheterwechseldraht nach Lunderquist / <i>Fil-guide d'échange selon Lunderquist / Exchange guide wire acc. to Lunderquist</i>	79
1135-	Katheterwechseldraht nach Lunderquist / <i>Fil-guide d'échange selon Lunderquist / Exchange guide wire acc. to Lunderquist</i>	79
1135-	Katheterwechseldraht nach Schüller / <i>Fil-guide d'échange selon Schüller / Exchange guide wire acc. to Schueller</i>	80
1136-	Katheterwechseldraht für die Litholapaxie / <i>Fil-guide d'échange pour la Litholapaxie / Exchange guide wire for Litholapaxy</i>	81
1230-	Dilatatoren / <i>Dilataateurs / Dilators</i>	82
1235-	Splitschleusen / <i>Gaines pelables / Splitsheaths</i>	84
1340-	SILARO Set / <i>SILARO set / SILARO set</i>	52
1346-	SILARO Wechsel-Set / <i>SILARO kit d'échange / SILARO exchange set</i>	54
1347-	SILARO Einzelkatheter / <i>SILARO cathéter seul / SILARO single catheter</i>	55
1402-	Initialpunktionsnadeln / <i>Aiguilles pour ponction initiale / Initial puncture needles</i>	74
1403-	Initialpunktionsnadeln / <i>Aiguilles pour ponction initiale / Initial puncture needles</i>	74
1411-	Chiba Nadeln / <i>Aiguilles de Chiba / Chiba needles</i>	75
1413-	Chiba Nadeln / <i>Aiguilles de Chiba / Chiba needles</i>	75
1504-	OD, Direkt punktions-Set / <i>OD, kit de ponction directe / OD, direct puncture set</i>	60
1541-	OD, Direkt punktions-Set / <i>OD, kit de ponction directe / OD, direct puncture set</i>	60
1541-	OD, Einzelkatheter / <i>OD, cathéter seul / OD, single catheter</i>	62
1541-	Nephrostomie Set in klassischer Seldinger Technik / <i>Kit de néphrostomie selon la technique classique de Seldinger / Nephrostomy set in classical Seldinger technique</i>	56
1541-	OD, Spezial Nephrostomie Set / <i>OD, kit de néphrostomie spécial / OD, special nephrostomy set</i>	58
1544-	Nephrostomie Set in klassischer Seldinger Technik / <i>Kit de néphrostomie selon la technique classique de Seldinger / Nephrostomy set in classical Seldinger technique</i>	56
1545-	OD, Spezial Nephrostomie Set / <i>OD, kit de néphrostomie spécial / OD, special nephrostomy set</i>	58
1561-	NephroLen, Einzelkatheter / <i>NephroLen, cathéter seul / NephroLen, single catheter</i>	63
1575-	NephroLen SLIM Set / <i>NephroLen SLIM set / NephroLen SLIM set</i>	61
1590-	Pädiatrisches Nephrostomie-Set „Fulda B“ / <i>Kit de néphrostomie « Fulda B » pour pédiatrie / Pediatric nephrostomy set "Fulda B"</i>	70
1591-	Pädiatrisches Nephrostomie-Set „Fulda B“ / <i>Kit de néphrostomie « Fulda B » pour pédiatrie / Pediatric nephrostomy set "Fulda B"</i>	70
3001-	OptiSoft, pädiatrisches Ureterschienen Set / <i>OptiSoft, kit stent urétéal pour pédiatrie / OptiSoft, pediatric ureteral stent set</i>	68
3003-	OptiSoft, Ureterschienen Set / <i>OptiSoft, kit stent urétéal / OptiSoft, ureteral stent set</i>	10
3004-	OptiSoft, Ureterschienen Set / <i>OptiSoft, kit stent urétéal / OptiSoft, ureteral stent set</i>	10
3004-	OptiSoft, renales Transplantations-Ureterschienen Set / <i>OptiSoft, kit stent urétéal pour transplantation rénale / OptiSoft, renal transplantation ureteral stent set</i>	18
3007-	OptiSoft, Mono-J Set, Endoprothese / <i>OptiSoft, kit Mono-J, endoprothèse / OptiSoft, Mono-J set, endoprosthes</i>	24
3008-	OptiSoft, Mono-J Set, Endoprothese / <i>OptiSoft, kit Mono-J, endoprothèse / OptiSoft, Mono-J set, endoprosthes</i>	24
3011-	OptiSoft, steuerbares Ureterschienen Set „Dirigent“ / <i>OptiSoft, kit stent urétéal orientable « optimatic » / OptiSoft, steerable ureteral stent set "optimatic"</i>	14
3012-	OptiSoft, steuerbares Ureterschienen Set „Dirigent“ / <i>OptiSoft, kit stent urétéal orientable « optimatic » / OptiSoft, steerable ureteral stent set "optimatic"</i>	14
3014-	OptiSoft, Ureterschienen Set, Multilength / <i>OptiSoft, kit stent urétéal, multilength / OptiSoft, ureteral stent set, multilength</i>	12
3014-	OptiSoft, steuerbares Ureterschienen Set „Dirigent“, Multilength / <i>OptiSoft, kit stent urétéal orientable « optimatic », multilength / OptiSoft, steerable ureteral stent set "optimatic", multilength</i>	16
3016-	OptiSoft, Ex-Stent Tumor-Ureterschienen Set / <i>OptiSoft, kit tumeur Ex-stent urétéal / OptiSoft, Ex-stent tumor ureteral stent set</i>	20
3017-	OptiSoft, Ex-Stent Tumor-Ureterschienen Set „Dirigent“ / <i>OptiSoft, kit tumeur Ex-stent urétéal « optimatic » / OptiSoft, Ex-stent tumor ureteral stent set "optimatic"</i>	22
3033-	OptiPur, Ureterschienen Set / <i>OptiPur, kit stent urétéal / OptiPur, ureteral stent set</i>	26
3034-	OptiPur, Ureterschienen Set / <i>OptiPur, kit stent urétéal / OptiPur, ureteral stent set</i>	26
3038-	OptiPur, Mono-J Set, Endoprothese / <i>OptiPur, kit Mono-J, endoprothèse / OptiPur, Mono-J set, endoprosthes</i>	34



3041-	OptiPur, steuerbares Ureterschienen Set „Dirigent“ / OptiPur, kit stent urétéral orientable « optimatic » / OptiPur, steerable ureteral stent set "optimatic"	30
3042-	OptiPur, steuerbares Ureterschienen Set „Dirigent“ / OptiPur, kit stent urétéral orientable « optimatic » / OptiPur, steerable ureteral stent set "optimatic"	30
3044-	OptiPur, steuerbares Ureterschienen Set „Dirigent“, Multilength / OptiPur, kit stent urétéral orientable « optimatic », multilength / OptiPur, steerable ureteral stent set "optimatic", multilength	32
3044-	OptiPur, Ureterschienen Set, Multilength / OptiPur, kit stent urétéral, multilength / OptiPur, ureteral stent set, multilength	28
3090-	CarboSoft, Ureterschienen Set / CarboSoft, kit stent urétéral / CarboSoft, ureteral stent set	38
3105-	VarioTip Ureterkatheter / Cathéter urétéral VarioTip / VarioTip ureteral catheter	43
3201-	Harnleiter-Dilatations-Set / Kit de dilatation de l'uretère / Ureteral dilator set	83
3331-	VarioTip Premium Ureterkatheter / Cathéter urétéral VarioTip Premium / VarioTip Premium ureteral catheter	42
3333-	VarioTip Premium Ureterkatheter / Cathéter urétéral VarioTip Premium / VarioTip Premium ureteral catheter	42
3333-	VarioTip Premium Ureterkatheter / Cathéter urétéral VarioTip Premium / VarioTip Premium ureteral catheter	69
3401-	Adapter / Adaptateur / Adapter	85
3402-	Tuohy-Borst Adapter / Adaptateur Tuohy-Borst / Tuohy-Borst adapter	46
3402-	Katheterverbinde / Connecteurs pour cathétér / Catheter connectors	86
3500-	Universelles Nitinol Steinfangkörbchen, parallel / Extracteur de calculs universelen Nitinol, parallèle / Universal nitinol stone basket, parallel	48
3500-	Universelles Nitinol Steinfangkörbchen, helikal / Extracteur de calculs universelen Nitinol, hélicoïdal / Universal nitinol stone basket, helical	49
3600-	EQUADUS-Spitzenloses Nitinol Steinfangkörbchen / EQUADUS-extracteur de calculs en Nitinol sans pointe / EQUADUS-tipless nitinol stone basket	47
8100-	Opti-J, Ureterschienen Set / Opti-J, kit stent urétéral / Opti-J, ureteral stent set	36
8100-	Opti-J, Ureterschienen Set / Opti-J, kit stent urétéral / Opti-J, ureteral stent set	66
8200-	Opti-J, Ureterschienen Set / Opti-J, kit stent urétéral / Opti-J, ureteral stent set	36
8200-	Opti-J, Ureterschienen Set / Opti-J, kit stent urétéral / Opti-J, ureteral stent set	66



Alle Rechte bleiben vorbehalten.
Sämtliche Vervielfältigungen jedweder Art, auch in Teilen, bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung von OptiMed.

Die Angaben in diesem Katalog dienen nur der unverbindlichen allgemeinen Information und ersetzen nicht die eingehende individuelle Beratung für eine Kaufentscheidung.

Spezifikation und weitere Merkmale der Produkte sind lediglich Beispiele. Artikel können abweichen. Änderung bleiben ausdrücklich vorbehalten. Verbindliche Angaben werden ausschließlich im Rahmen eines Bestellvorgangs gegeben.

OptiMed übernimmt insoweit auch keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Informationen. Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von OptiMed, Stand: 01.07.2013



Tous droits réservés.
Toutes reproductions, par quelque procédé que ce soit, y compris d'extraits, nécessitent l'autorisation écrite expresse d'OptiMed.

Les indications contenues dans ce catalogue sont sans engagement et sont destinées uniquement à informer d'une manière générale. Elles ne remplacent pas les conseils individuels approfondis avant tout achat.

Les spécifications et autres caractéristiques des produits sont uniquement des exemples. Certains articles peuvent varier. Nous nous réservons expressément le droit de modifier nos produits. Des indications fermes ne sont données que dans le cadre de commandes.

OptiMed ne garantit donc pas que les informations contenues dans ce catalogue sont à jour, exactes et complètes. Les conditions générales d'OptiMed dans leur version du 01.07.2013 sont applicables au demeurant.



All rights reserved.
Copying of any kind, even partial, requires the explicit written consent of OptiMed.

The information in this catalogue serves only as non-binding and general information and does not replace a detailed individual consulting for a purchase decision.

Specification and other characteristics of the products are only examples. Articles may vary. Changes are expressly reserved. Mandatory information is given exclusively in the context of an order process.

OptiMed assumes also no guarantee for topicality, correctness and completeness of the contained information. In addition, terms and conditions of OptiMed apply,
last updated: 01.07.2013

Stand: (07/13) 9999-0264

OptiMed

Medizinische Instrumente GmbH

Ferdinand-Porsche-Straße 11

76275 Ettlingen · Germany

Phone +49 (0) 72 43 / 76 33-0

Fax +49 (0) 72 43 / 76 33-99

optimized@opti-med.de

www.opti-med.de



© Copyright 2013 · OptiMed Medizinische Instrumente GmbH